


PROMotion

# New Sapphire ピペットチップ マスターカートンチップ キャンペーン

期間：2024年9月2日～2024年12月27日

スタンダードタイプと低残留タイプの両方がキャンペーン対象!!



Bulk Type



Rack Type

キャンペーンコード

**J0912**

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

# New Sapphire ピペットチップ

- 容量は10 $\mu$ l (ロング含む)、200 $\mu$ l、300 $\mu$ l、1000 $\mu$ l、1250 $\mu$ lの6種類
- ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
- 素早く容量が確認できるリード線つき
- 低残留タイプはチップ表面がなめらかなため、排出時の残液が少ない
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造
- DNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー



ISO 9001  
Quality man.  
systems  
-Requirements

ISO 8655-6  
Piston-operated  
volumetric  
apparatus


ISO 10993-5  
Biomedical  
evaluation of  
medical devices

ISO 11137  
Sterilisation  
of healthcare  
products

## バルクタイプ



## ラック包装タイプ



## バルクタイプ

### スタンダードチップ (バルク包装/未滅菌)

製品番号	製品名	容量	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771350	NewSapphire ピペットチップ スタンダード ユニバーサル ナチュラル 素材: PP	10 $\mu$ l	1000本×10袋	10000	¥31,800	¥16,800	¥1.68
772350		10 $\mu$ l (ロング)	1000本×5袋	5000	¥19,400	¥9,800	¥1.96
775350		200 $\mu$ l	1000本×15袋	15000	¥39,900	¥21,000	¥1.40
776350		300 $\mu$ l	1000本×10袋	10000	¥40,000	¥21,600	¥2.16
778350		1250 $\mu$ l	1000本×5袋	5000	¥25,500	¥13,400	¥2.68

### 液体低残留チップ (バルク包装/未滅菌)

製品番号	製品名	容量	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771360	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル ナチュラル 素材: PP	10 $\mu$ l	1000本×10袋	10000	¥36,800	¥19,600	¥1.96
772360		10 $\mu$ l (ロング)	1000本×5袋	5000	¥20,400	¥11,000	¥2.20
775360		200 $\mu$ l	1000本×15袋	15000	¥42,900	¥21,800	¥1.45
776360		300 $\mu$ l	1000本×10袋	10000	¥43,000	¥21,800	¥2.18
777360		1000 $\mu$ l	1000本×5袋	5000	¥15,900	¥8,400	¥1.68
778360		1250 $\mu$ l	1000本×5袋	5000	¥27,100	¥17,500	¥3.50



## ラック包装タイプ

### スタンダードチップ (ラック包装/未滅菌)

製品番号	製品名	容量	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771351	NewSapphire ピпетチップ スタンダード ユニバーサル ナチュラル 素材：PP	10 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥57,600	¥24,000	¥4.17
772351		10 $\mu$ l (ロング)	96本×10ラック×6箱	5760	¥60,480	¥26,400	¥4.58
775351		200 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥51,840	¥23,000	¥3.99
776351		300 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥57,600	¥26,400	¥4.58
777351		1000 $\mu$ l	96本×10ラック×4箱	3840	¥42,240	¥19,200	¥5.00
778351		1250 $\mu$ l	96本×10ラック×4箱	3840	¥46,080	¥20,800	¥5.42

### スタンダードチップ (ラック包装/滅菌済)

製品番号	製品名	容量	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771352	NewSapphire ピпетチップ スタンダード ユニバーサル ナチュラル 素材：PP	10 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥60,480	¥31,200	¥5.42
772352		10 $\mu$ l (ロング)	96本×10ラック×6箱	5760	¥66,240	¥33,600	¥5.83
775352		200 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥54,720	¥32,000	¥5.56
776352		300 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥60,480	¥32,200	¥5.59
777352		1000 $\mu$ l	96本×10ラック×4箱	3840	¥44,160	¥23,400	¥6.09
778352		1250 $\mu$ l	96本×10ラック×4箱	3840	¥49,920	¥30,000	¥7.81

### 液体低残留チップ (ラック包装/未滅菌)

製品番号	製品名	容量	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771361	NewSapphire ピпетチップ 液体低残留 ユニバーサル ナチュラル 素材：PP	10 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥60,480	¥30,100	¥5.23
772361		10 $\mu$ l (ロング)	96本×10ラック×6箱	5760	¥66,240	¥29,500	¥5.12
775361		200 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥54,720	¥26,900	¥4.67
776361		300 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥60,480	¥32,300	¥5.61
777361		1000 $\mu$ l	96本×10ラック×4箱	3840	¥44,160	¥20,900	¥5.44
778361		1250 $\mu$ l	96本×10ラック×4箱	3840	¥48,000	¥23,200	¥6.04

### 液体低残留チップ (ラック包装/滅菌済)

製品番号	製品名	容量	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771362	NewSapphire ピпетチップ 液体低残留 ユニバーサル ナチュラル 素材：PP	10 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥66,240	¥30,400	¥5.28
772362		10 $\mu$ l (ロング)	96本×10ラック×6箱	5760	¥69,120	¥34,500	¥5.99
775362		200 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥60,480	¥32,000	¥5.56
776362		300 $\mu$ l	96本×10ラック×6箱	5760	¥66,240	¥30,000	¥5.21
777362		1000 $\mu$ l	96本×10ラック×4箱	3840	¥48,000	¥21,800	¥5.68
778362		1250 $\mu$ l	96本×10ラック×4箱	3840	¥55,680	¥30,000	¥7.81

# マスターカートンチップキャンペーン J0912 専用注文書

## FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年9月2日～2024年12月27日

	製品番号	容量	販売単位	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
バルクタイプ	スタンダードタイプ (未滅菌)				
	771350	10 $\mu$ l	10000	¥16,800	
	772350	10 $\mu$ l (ロング)	5000	¥9,800	
	775350	200 $\mu$ l	15000	¥21,000	
	776350	300 $\mu$ l	10000	¥21,600	
	778350	1250 $\mu$ l	5000	¥13,400	
	低残留タイプ (未滅菌)				
	771360	10 $\mu$ l	10000	¥19,600	
	772360	10 $\mu$ l (ロング)	5000	¥11,000	
	775360	200 $\mu$ l	15000	¥21,800	
ラック包装	スタンダードタイプ (未滅菌)				
	771351	10 $\mu$ l	5760	¥24,000	
	772351	10 $\mu$ l (ロング)	5760	¥26,400	
	775351	200 $\mu$ l	5760	¥23,000	
	776351	300 $\mu$ l	5760	¥26,400	
	777351	1000 $\mu$ l	3840	¥19,200	
	778351	1250 $\mu$ l	3840	¥20,800	

	製品番号	容量	販売単位	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
ラック包装タイプ	スタンダードタイプ (滅菌)				
	771352	10 $\mu$ l	5760	¥31,200	
	772352	10 $\mu$ l (ロング)	5760	¥33,600	
	775352	200 $\mu$ l	5760	¥32,000	
	776352	300 $\mu$ l	5760	¥32,200	
	777352	1000 $\mu$ l	3840	¥23,400	
	778352	1250 $\mu$ l	3840	¥30,000	
	低残留タイプ (未滅菌)				
	771361	10 $\mu$ l	5760	¥30,100	
	772361	10 $\mu$ l (ロング)	5760	¥29,500	
ラック包装タイプ	低残留タイプ (滅菌)				
	771362	10 $\mu$ l	5760	¥30,400	
	772362	10 $\mu$ l (ロング)	5760	¥34,500	
	775362	200 $\mu$ l	5760	¥32,000	
	776362	300 $\mu$ l	5760	¥30,000	
	777362	1000 $\mu$ l	3840	¥21,800	
	778362	1250 $\mu$ l	3840	¥30,000	

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外のご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしく申し上げます。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル  
 TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546  
 URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

グライナー・ジャパン取扱店

### ■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年9月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。  
 【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。