

making a difference

greiner bio-one
PROmotion

greiner
BIO-ONE

特別選定品キャンペーン

キャンペーン期間：2025年3月10日（月）～5月30日（金）



P.3

グライナー遠心管
(50mL)



P.5

ボトルトップフィルターリザーバーボトル



Sapphire
ニトリルグローブ P.5



P.4

EASYstrainer™




P.4

EASYstrainer™ small



P.6

高品質滅菌ピペット



P.2


遠心管 (15mL)

キャンペーンコード

K0302

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

遠心管 (15mL)



原寸大



188271-N バルク包装



188261-N ラック包装

特長

- 片手での蓋の開け閉め可能
- 高い機械的強度と耐熱および耐薬品性
- 耐温度域：-196 ~ +121°C (本体)、-80 ~ +100°C (フタ)
- 耐遠心強度は15,000×g
*固定アングルローター使用時の耐遠心強度です。

80%OFF

| 製品番号 | 製品名 | 容量 | 材質 | 滅菌 | タイプ | 包装 | 販売単位 | ケース価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) | キャンペーン単価 (税抜) |
|----------|---|------|--------------------------|----|-----|----------|------|------------|---------------|---------------|
| 188271-N | CELLSTAR 遠心管 コニカル底 青キャップ (新デザイン) 15ml 滅菌 | 15ml | PP (チューブ) / HDPE (フタ) | ○ | バルク | 50×20袋 | 1000 | ¥88,400 | ¥15,000 | ¥15 |
| 188261-N | | | | | ラック | 50×10ラック | 500 | ¥45,800 | ¥8,000 | ¥16 |

グライナー遠心管 (50mL)



原寸大



227651 バルク包装

ラックが使いやすい!



227650 ラック包装

特長

- 耐遠心強度 17,000 (g)
- 耐温度域: -80°C ~ 100°C *キャップを外して、オートクレーブ可能
- 有効期限: 3年間
- 滅菌保証レベル: SAL10⁻³
- エンドトキシン、DNase、RNase、動物由来成分 フリー


72%以上OFF

| 製品番号 | 製品 | 容量 | 材質 | 滅菌 | タイプ | 包装形態 | 入数 | ケース価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) | キャンペーン単価 (税抜) |
|--------|----------------------|------|--------------------------|----|-----|-----------|-----|------------|---------------|---------------|
| 227651 | CELLSTAR® ユニカル遠心管 | 50ml | PP (チューブ) / HDPE (フタ) | ○ | バルク | 25×20包 | 500 | ¥37,500 | ¥10,000 | ¥20 |
| 227650 | | | | | ラック | 25本×12ラック | 300 | ¥25,500 | ¥6,600 | ¥22 |

イージーストレイナー

EASYstrainer™

- 懸濁液のフィルトレーションに使用
例. プライマリー細胞、幹細胞、FACSの前処理など
- メッシュサイズごとに異なる色
- DNase / RNase / humanDNA / エンドトキシン / パイロジェンフリー
- 無菌操作を容易にするプラスチック製のカバーとハンドル



45%OFF

| 製品番号 | 製品名 | メッシュサイズ | 材質 | 滅菌 | 包装 | 販売単位 | ケース価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) | キャンペーン単価 (税抜) |
|--------|---|---------|----------------------|----|------|------|------------|---------------|---------------|
| 542070 | EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装 | 70μm | PP (本体) / PET (メッシュ) | ○ | 個別包装 | 50 | ¥17,300 | ¥9,520 | ¥190.4 |
| 542000 | EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装 | 100μm | PP (本体) / PET (メッシュ) | ○ | 個別包装 | 50 | ¥17,300 | ¥9,520 | ¥190.4 |

イージーストレイナー

EASYstrainer™ small

- 1.5~15 mlチューブに対応
- 製品の組み合わせにより、one-stepのフィルトレーション可能
- 空気穴による迅速なる過とオーバーフローの防止
- 製品の取り扱いを容易にするプリスター包装



40%OFF

| 製品番号 | 製品名 | メッシュサイズ | 材質 | 滅菌 | 包装 | 販売単位 | ケース価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) | キャンペーン単価 (税抜) |
|--------|--|---------|----------------------|----|------|------|------------|---------------|---------------|
| 542120 | EASYstrainer Small メッシュサイズ20μm レッド プリスター包装 | 20μm | PP (本体) / PET (メッシュ) | ○ | 個別包装 | 50 | ¥15,900 | ¥9,600 | ¥192.0 |
| 542140 | EASYstrainer Small メッシュサイズ40μm グリーン プリスター包装 | 40μm | PP (本体) / PET (メッシュ) | ○ | 個別包装 | 50 | ¥15,900 | ¥9,600 | ¥192.0 |
| 542170 | EASYstrainer Small メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装 | 70μm | PP (本体) / PET (メッシュ) | ○ | 個別包装 | 50 | ¥15,900 | ¥9,600 | ¥192.0 |
| 542100 | EASYstrainer Small メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装 | 100μm | PP (本体) / PET (メッシュ) | ○ | 個別包装 | 50 | ¥15,900 | ¥9,600 | ¥192.0 |

ボトルトップフィルターリザーバーボトル

- 短時間で濾過滅菌の処理が完了
- タンパク質吸着が少ないポリエーテルサルフォン (PES) メンブレン
- 0.22 μ mポアサイズ
- 150ml, 250ml, 500ml, 1,000mlの4種類
- 注ぎやすい広口 (口径45mm)
- 有効期限：3年間
- 滅菌保証レベル (SAL10⁻⁶)：電子線滅菌
- 動物由来成分 (TSE/BSE) フリー、細胞障害性フリー、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー



50%OFF

| 製品番号 | 製品名 | 容量 | メンブレン材質 | 滅菌 | 包装 | 販売単位 | ケース価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) | キャンペーン単価 (税抜) |
|---------|---|---------|-------------------|----|------|------|------------|---------------|---------------|
| J951150 | ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22 μ m 150 ml 滅菌 | 150 ml | PES (ポリエーテルサルフォン) | ○ | 個別包装 | 12 | ¥21,360 | ¥10,680 | ¥890.0 |
| J951250 | ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22 μ m 250 ml 滅菌 | 250 ml | PES (ポリエーテルサルフォン) | ○ | 個別包装 | 12 | ¥23,790 | ¥11,900 | ¥991.7 |
| J951500 | ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22 μ m 500 ml 滅菌 | 500 ml | PES (ポリエーテルサルフォン) | ○ | 個別包装 | 12 | ¥26,100 | ¥13,050 | ¥1,087.5 |
| J951000 | ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22 μ m 1000 ml 滅菌 | 1000 ml | PES (ポリエーテルサルフォン) | ○ | 個別包装 | 12 | ¥38,400 | ¥19,200 | ¥1,600.0 |

Sapphire ニトリルグローブ

- アレルギーの少ないニトリル製グローブ
- パウダーフリー
- Flashfit™テクノロジー採用
- 湿った手でも装着しやすい




**FLASHFIT™
TECHNOLOGY**

| 製品番号 | サイズ | 滅菌 | 包装 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) | キャンペーン単価 (税抜) |
|---------|-----|-----|------------|---------|---------------|---------------|
| J998041 | XS | 未滅菌 | 250枚/箱×10箱 | ¥26,500 | ¥18,750 | ¥7.5 |
| J998042 | S | 未滅菌 | 250枚/箱×10箱 | ¥26,500 | ¥18,750 | ¥7.5 |
| J998043 | M | 未滅菌 | 250枚/箱×10箱 | ¥26,500 | ¥18,750 | ¥7.5 |
| J998044 | L | 未滅菌 | 250枚/箱×10箱 | ¥26,500 | ¥18,750 | ¥7.5 |

高品質滅菌ピペット

ラッキーセブン キャンペーン

7ケース以上ご購入で割引 (製品の組み合わせ自由)



70% OFF

特長

- すべてパイロジェンフリーの検査をしており、個別包装滅菌済みです。
- 個別包装にて、オールプラスチック包装及び紙プラスチック包装の種類をご用意しております①。
- オールプラスチック包装品は分別廃棄の必要がありません。
- ピールオフ包装は、開封時及び廃棄時における汚染リスクを軽減します②。
- 先端は液切れが良く、液漏れしにくい設計です。
- 透明性が高いため、溶液の視認性に優れます。
- カラーコードで容易に容量が見分けられます。
- 最小包装単位 (個別包装) それぞれに対してロット番号を印字しております。



| 製品番号 | 製品名 / 規格 | カラーコード | 滅菌 | 材質 | 包装形態 | 入数 | ケース価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) | 単価 (税抜) |
|--------|-------------|--------|----|-----------------------|---------------------|------|------------|---------------|---------|
| 604181 | 滅菌ピペット 1mL | イエロー | ○ | PS/ ポリエステル (綿栓) | 紙・ プラスチック 包装 | 1000 | ¥70,300 | ¥21,090 | ¥21 |
| 710180 | 滅菌ピペット 2mL | グリーン | ○ | | | 1000 | ¥84,400 | ¥25,320 | ¥25 |
| 606180 | 滅菌ピペット 5mL | ブルー | ○ | | | 200 | ¥22,800 | ¥6,840 | ¥34 |
| 607180 | 滅菌ピペット 10mL | オレンジ | ○ | | | 200 | ¥25,500 | ¥7,650 | ¥38 |
| 760180 | 滅菌ピペット 25mL | レッド | ○ | | | 200 | ¥36,700 | ¥11,010 | ¥55 |
| 768180 | 滅菌ピペット 50mL | パープル | ○ | | | 100 | ¥45,100 | ¥13,530 | ¥135 |
| 604160 | 滅菌ピペット 1mL | イエロー | ○ | PS/ ポリエステル (綿栓) | オール プラスチック 包装 | 1000 | ¥70,300 | ¥21,090 | ¥21 |
| 710160 | 滅菌ピペット 2mL | グリーン | ○ | | | 1000 | ¥84,400 | ¥25,320 | ¥25 |
| 606160 | 滅菌ピペット 5mL | ブルー | ○ | | | 200 | ¥22,800 | ¥6,840 | ¥34 |
| 607160 | 滅菌ピペット 10mL | オレンジ | ○ | | | 200 | ¥25,500 | ¥7,650 | ¥38 |
| 760160 | 滅菌ピペット 25mL | レッド | ○ | | | 200 | ¥36,700 | ¥11,010 | ¥55 |
| 768160 | 滅菌ピペット 50mL | パープル | ○ | | | 100 | ¥45,100 | ¥13,530 | ¥135 |

キャンペーン K0302 専用注文書①

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2025年3月10日（月）～5月30日（金）

| 製品番号 | 製品名 / 規格 | キャンペーン価格 (税抜) | ご発注数 |
|----------|--------------------------------------|---------------|---------|
| 188271-N | 遠心管 (15mL) | バルク | ¥15,000 |
| 188261-N | | ラック | |
| 227651 | グライナー遠心管 (50mL) | バルク | ¥10,000 |
| 227650 | | ラック | |
| 542070 | EASYstrainer™ | 70μm ブルー | ¥9,520 |
| 542000 | | 100μm イエロー | |
| 542120 | EASYstrainer™ Small | 20μm レッド | ¥9,600 |
| 542140 | | 40μm グリーン | |
| 542170 | | 70μm ブルー | |
| 542100 | | 100μm イエロー | |
| J951150 | ボトルトップフィルター リザーバー付き | 150 ml | ¥10,680 |
| J951250 | | 250 ml | |
| J951500 | | 500 ml | |
| J951000 | | 1000 ml | |
| J998041 | Sapphire ニトリルグローブ 大箱 (250枚入り×10箱) | XS | ¥18,750 |
| J998042 | | S | |
| J998043 | | M | |
| J998044 | | L | |

● お客様ご記入欄

| | |
|--------|--|
| お名前 | |
| ご勤務先 | |
| ご所属 | |
| ご住所 | |
| TEL | |
| e-mail | |

● 販売店記入欄

| | |
|--------|--|
| 販売店名 | |
| 販売店担当者 | |
| 支店・営業所 | |
| 発注番号 | |
| TEL | |

キャンペーン K0302 専用注文書②

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2025年3月10日（月）～5月30日（金）

合計7ケースご注文で適用

| | 製品番号 | 製品名 / 規格 | キャンペーン価格 (税抜) | ご発注数 |
|-------------|--------|--------------------|---------------|------|
| 紙・プラスチック包装 | 604181 | 滅菌ピペット 1mL ■ イエロー | ¥21,090 | |
| | 710180 | 滅菌ピペット 2mL ■ グリーン | ¥25,320 | |
| | 606180 | 滅菌ピペット 5mL ■ ブルー | ¥6,840 | |
| | 607180 | 滅菌ピペット 10mL ■ オレンジ | ¥7,650 | |
| | 760180 | 滅菌ピペット 25mL ■ レッド | ¥11,010 | |
| | 768180 | 滅菌ピペット 50mL ■ パープル | ¥13,530 | |
| オールプラスチック包装 | 604160 | 滅菌ピペット 1mL ■ イエロー | ¥21,090 | |
| | 710160 | 滅菌ピペット 2mL ■ グリーン | ¥25,320 | |
| | 606160 | 滅菌ピペット 5mL ■ ブルー | ¥6,840 | |
| | 607160 | 滅菌ピペット 10mL ■ オレンジ | ¥7,650 | |
| | 760160 | 滅菌ピペット 25mL ■ レッド | ¥11,010 | |
| | 768160 | 滅菌ピペット 50mL ■ パープル | ¥13,530 | |

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

● お客様ご記入欄

| | |
|--------|--|
| お名前 | |
| ご勤務先 | |
| ご所属 | |
| ご住所 | |
| TEL | |
| e-mail | |

● 販売店記入欄

| | |
|--------|--|
| 販売店名 | |
| 販売店担当者 | |
| 支店・営業所 | |
| 発注番号 | |
| TEL | |

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2025年3月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。