

greiner bio-one
PROmotion

greiner
BIO-ONE

好評につき、期間延長!

特別選定品キャンペーン



キャンペーン期間：2025年3月10日（月）～ 6月30日（月）



グライナー遠心管
(50mL)



ボトルトップフィルターリザーバーボトル



Sapphire
ニトリルグローブ




EASYstrainer™



高品質滅菌ピペット



EASYstrainer™ small




遠心管 (15mL)

キャンペーンコード

K0302

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

遠心管 (15mL)



188271-N バルク包装



188261-N ラック包装

特 長

- 片手での蓋の開け閉め可能
- 高い機械的強度と耐熱および耐薬品性
- 耐温度域：-196 ～ +121℃（本体）、-80 ～ +100℃（フタ）
- 耐遠心強度は15,000×g
 - *固定アングルローター使用時の耐遠心強度です。

80%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	タイプ	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
188271-N	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 青キャップ (新デザイン) 15ml 滅菌	15ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	バルク	50×20袋	1000	¥88,400	¥15,000	¥15
188261-N					ラック	50×10ラック	500	¥45,800	¥8,000	¥16

グライナー遠心管 (50mL)



原寸大



227651 バルク包装

ラックが使いやすい!



227650 ラック包装

特 長

- 耐遠心強度 17,000 (g)
- 耐温度域: -80℃ ~ 100℃ *キャップを外して、オートクレーブ可能
- 有効期限: 3年間
- 滅菌保証レベル: SAL10⁻³
- エンドトキシン、DNase、RNase、動物由来成分 フリー


72%以上OFF

製品番号	製品	容量	材質	滅菌	タイプ	包装形態	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
227651	CELLSTAR® コニカル遠心管	50ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	バルク	25×20包	500	¥37,500	¥10,000	¥20
227650					ラック	25本×12ラック	300	¥25,500	¥6,600	¥22

イージーストレイナー

EASYstrainer™

- 懸濁液のフィルトレーションに使用
例. プライマリー細胞、幹細胞、FACSの前処理など
- メッシュサイズごとに異なる色
- DNase / RNase / humanDNA / エンドトキシン / パイロジェンフリー
- 無菌操作を容易にするプラスチック製のカバーとハンドル



45%OFF

製品番号	製品名	メッシュサイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
542070	EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装	70μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥17,300	¥9,520	¥190.4
542000	EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装	100μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥17,300	¥9,520	¥190.4

イージーストレイナー

EASYstrainer™ small

- 1.5~15 mlチューブに対応
- 製品の組み合わせにより、one-step のフィルトレーション可能
- 空気穴による迅速なる過とオーバーフローの防止
- 製品の取り扱いを容易にするプリスター包装



40%OFF

製品番号	製品名	メッシュサイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
542120	EASYstrainer Small メッシュサイズ20μm レッド プリスター包装	20μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,900	¥9,600	¥192.0
542140	EASYstrainer Small メッシュサイズ40μm グリーン プリスター包装	40μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,900	¥9,600	¥192.0
542170	EASYstrainer Small メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装	70μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,900	¥9,600	¥192.0
542100	EASYstrainer Small メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装	100μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,900	¥9,600	¥192.0

ボトルトップフィルターリザーバーボトル

- 短時間で濾過滅菌の処理が完了
- タンパク質吸着が少ないポリエーテルサルフォン（PES）メンブレン
- 0.22 μ mポアサイズ
- 150ml, 250ml, 500ml, 1,000mlの4種類
- 注ぎやすい広口（口径45mm）
- 有効期限：3年間
- 滅菌保証レベル（SAL10⁻⁶）：電子線滅菌
- 動物由来成分（TSE/BSE）フリー、細胞障害性フリー、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー



50%OFF

製品番号	製品名	容量	メンブレン材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）	キャンペーン単価（税抜）
J951150	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22 μ m 150 ml 滅菌	150 ml	PES（ポリエーテルサルフォン）	○	個別包装	12	¥21,360	¥10,680	¥890.0
J951250	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22 μ m 250 ml 滅菌	250 ml	PES（ポリエーテルサルフォン）	○	個別包装	12	¥23,790	¥11,900	¥991.7
J951500	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22 μ m 500 ml 滅菌	500 ml	PES（ポリエーテルサルフォン）	○	個別包装	12	¥26,100	¥13,050	¥1,087.5
J951000	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22 μ m 1000 ml 滅菌	1000 ml	PES（ポリエーテルサルフォン）	○	個別包装	12	¥38,400	¥19,200	¥1,600.0

Sapphire ニトリルグローブ

- アレルギの少ないニトリル製グローブ
- パウダーフリー
- Flashfit™テクノロジー採用
- 湿った手でも装着しやすい




製品番号	サイズ	滅菌	包装	価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）	キャンペーン単価（税抜）
J998041	XS	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥26,500	¥18,750	¥7.5
J998042	S	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥26,500	¥18,750	¥7.5
J998043	M	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥26,500	¥18,750	¥7.5
J998044	L	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥26,500	¥18,750	¥7.5

高品質滅菌ピペット

ラッキーセブン キャンペーン

7ケース以上ご購入で割引 (製品の組み合わせ自由)



70% OFF

特 長

- すべてパiroジェンフリーの検査をしており、個別包装滅菌済みです。
- 個別包装にて、オールプラスチック包装及び紙プラスチック包装の種類をご用意しております①。
- オールプラスチック包装品は分別廃棄の必要がありません。
- ピールオフ包装は、開封時及び廃棄時における汚染リスクを軽減します②。
- 先端は液切れが良く、液漏れしにくい設計です。
- 透明性が高いため、溶液の視認性に優れます。
- カラーコードで容易に容量が見分けられます。
- 最小包装単位 (個別包装) それぞれに対してロット番号を印字しております。



製品番号	製品名 / 規格	カラーコード	滅菌	材質	包装形態	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	単価 (税抜)
604181	滅菌ピペット 1mL	イエロー	○	PS/ ポリエステル (綿栓)	紙・ プラスチック 包装	1000	¥70,300	¥21,090	¥21
710180	滅菌ピペット 2mL	グリーン	○			1000	¥84,400	¥25,320	¥25
606180	滅菌ピペット 5mL	ブルー	○			200	¥22,800	¥6,840	¥34
607180	滅菌ピペット 10mL	オレンジ	○			200	¥25,500	¥7,650	¥38
760180	滅菌ピペット 25mL	レッド	○			200	¥36,700	¥11,010	¥55
768180	滅菌ピペット 50mL	パープル	○			100	¥45,100	¥13,530	¥135
604160	滅菌ピペット 1mL	イエロー	○	PS/ ポリエステル (綿栓)	オール プラスチック 包装	1000	¥70,300	¥21,090	¥21
710160	滅菌ピペット 2mL	グリーン	○			1000	¥84,400	¥25,320	¥25
606160	滅菌ピペット 5mL	ブルー	○			200	¥22,800	¥6,840	¥34
607160	滅菌ピペット 10mL	オレンジ	○			200	¥25,500	¥7,650	¥38
760160	滅菌ピペット 25mL	レッド	○			200	¥36,700	¥11,010	¥55
768160	滅菌ピペット 50mL	パープル	○			100	¥45,100	¥13,530	¥135

キャンペーン K0302 専用注文書①

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2025年3月10日（月）～ 6月30日（月）

製品番号	製品名 / 規格			キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
188271-N	遠心管 (15mL)	15ml	バルク	¥15,000	
188261-N			ラック	¥8,000	
227651	グライナー遠心管 (50mL)	50ml	バルク	¥10,000	
227650			ラック	¥6,600	
542070	EASYstrainer™	70μm	ブルー	¥9,520	
542000		100μm	イエロー	¥9,520	
542120	EASYstrainer™ Small	20μm	レッド	¥9,600	
542140		40μm	グリーン	¥9,600	
542170		70μm	ブルー	¥9,600	
542100		100μm	イエロー	¥9,600	
J951150	ボトルトップフィルター リザーバー付き	150 ml		¥10,680	
J951250		250 ml		¥11,900	
J951500		500 ml		¥13,050	
J951000		1000 ml		¥19,200	
J998041	Sapphire ニトリルグローブ 大箱 (250枚入り×10箱)	XS		¥18,750	
J998042		S		¥18,750	
J998043		M		¥18,750	
J998044		L		¥18,750	

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名		
販売店担当者		
支店・営業所		
発注番号		
TEL		

キャンペーン K0302 専用注文書②

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2025年3月10日（月）～ 6月30日（月）

合計7ケースご注文で適用

	製品番号	製品名 / 規格	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
紙・プラスチック包装	604181	滅菌ピペット 1mL ■ イエロー	¥21,090	
	710180	滅菌ピペット 2mL ■ グリーン	¥25,320	
	606180	滅菌ピペット 5mL ■ ブルー	¥6,840	
	607180	滅菌ピペット 10mL ■ オレンジ	¥7,650	
	760180	滅菌ピペット 25mL ■ レッド	¥11,010	
	768180	滅菌ピペット 50mL ■ パープル	¥13,530	
オールプラスチック包装	604160	滅菌ピペット 1mL ■ イエロー	¥21,090	
	710160	滅菌ピペット 2mL ■ グリーン	¥25,320	
	606160	滅菌ピペット 5mL ■ ブルー	¥6,840	
	607160	滅菌ピペット 10mL ■ オレンジ	¥7,650	
	760160	滅菌ピペット 25mL ■ レッド	¥11,010	
	768160	滅菌ピペット 50mL ■ パープル	¥13,530	

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2025年3月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

Document Number 202505005