









# TABLA DE COMPATIBILIDAD

PARA PUNTAS DE PIPETA SAPPHIRE CON LOS MODELOS DE PIPETAS MÁS COMUNES

## PUNTAS DE PIPETA (ESTÁNDAR / BAJA RETENCIÓN)

								
<b>Volumen [µl]</b>	10	10 extendida	20	100	200	300	1000	1250
<b>Rango volumen [µl]</b>	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
<b>Tipo de punta</b>	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta con filtro	Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta	Punta/ Punta con filtro
<b>Referencia</b>	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX


## MODELOS PIPETAS

### GREINER BIO-ONE

		Pipetas monocal							
Sapphire	0.2-2 µl	●	●						
	1-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		T ● I F -			
	10-100 µl			■	●	T ● I F -			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
	500-5000 µl								
	1000-10000 µl								
		Pipetas multicanal							
Sapphire	8/12 CH 0.5-10 µl	●	●						
	8/12 CH 2-20 µl			●		T ● I F -			
	8/12 CH 20-200 µl			■	■	●	●		
	8/12 CH 20-300 µl			■	■	■	●		

T = Punta de pipeta ● compatible - no compatible  
 F = Punta con filtro ■ Volumen de pipeteo limitado al volumen máximo de las puntas de pipeta

## PUNTAS DE PIPETA (ESTÁNDAR / BAJA RETENCIÓN)



Volumen [µl]	10	10 extendida	20	100	200	300	1000	1250
Rango volumen [µl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Tipo de punta	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta con filtro	Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta	Punta/ Punta con filtro
Referencia	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

### MODELOS PIPETAS

#### BRAND

##### Pipetas monocal

Transferpette® S	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl	■	■	●		T ●   F -			
	10-100 µl			■		T ●   F -			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	T ●   F -

#### EPPENDORF

##### Pipetas monocal

Reference®	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●	●	T ●   F -			
	10-100 µl			■	●	T ●   F -			
	50-200 µl				■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
Research®	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●	●	T ●   F -			
	10-100 µl			■	●	T ●   F -			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
Research® plus	0.5-10 µl	●	●						
	10-100 µl			■	●	T ●   F -			
	20-200 µl				■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
Research® pro	0.5-10 µl	●	●						
	5-100 µl				●	T ●   F -			
	20-300 µl						●		


##### Pipetas de volumen fijo

Reference®	50 µl				●	T ●   F -			
	100 µl				●	T ●   F -			
	500 µl						●	●	
	1000 µl						●	●	
Research®	500 µl						●	●	

T = Punta de pipeta ● compatible - no compatible

F = Punta con filtro ■ Volumen de pipeteo limitado al volumen máximo de las puntas de pipeta

PUNTAS DE PIPETA (ESTÁNDAR / BAJA RETENCIÓN)



Volumen [µl]	10	10 extendida	20	100	200	300	1000	1250
Rango volumen [µl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Tipo de punta	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta con filtro	Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta	Punta/ Punta con filtro
Referencia	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

MODELOS PIPETAS

EPPENDORF (continuación)

Pipetas multicanal

Eppendorf	8CH 10-200 µl			■	■	●	●		
Research®	12CH 0.5-10 µl	●	●						
Research® plus	8CH 0.5-10 µl	●	●						
	8CH 10-100 µl			■	●	●	●		
	8CH 20-300 µl			■	■	■	●		

Pipetas electrónicas

Xplorer®	50-1000 µl							●	●
	8CH 15-300 µl			■	■	■	●		

GILSON

Pipetas monocanal









Pipetman®	P2 (0.5-2 µl)	●	●						
	P10 (1-10 µl)	●	●						
	P20 (2-20 µl)					T ●   F -			
	P100 (20-100 µl)			■	●	●			
	P200 (50-200 µl)			■	■	●	●		
	P1000 (200-1000 µl)							●	●
Pipetman® L	P2L (0.2-2 µl)	●	●						
	P10L (1-10 µl)	●	●						
	P20L (2-20 µl)					T ●   F -			
	P200L (20-200 µl)				■	●	●		
	P1000L (100-1000 µl)							●	●

Pipetas de volumen fijo

Pipetman®	F5 (5 µl)			●		T ●   F -			
	F10 (10 µl)			●		T ●   F -			
	F20 (20 µl)			●		T ●   F -			
	F25 (25 µl)				●	T ●   F -			

T = Punta de pipeta ● compatible - no compatible  
 F = Punta con filtro ■ Volumen de pipeteo limitado al volumen máximo de las puntas de pipeta

**PUNTAS DE PIPETA (ESTÁNDAR / BAJA RETENCIÓN)**

								
<b>Volumen [µl]</b>	10	10 extendida	20	100	200	300	1000	1250
<b>Rango volumen [µl]</b>	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
<b>Tipo de punta</b>	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta con filtro	Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta	Punta/ Punta con filtro
<b>Referencia</b>	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

**MODELOS PIPETAS**

**GILSON (continuación)**

		Pipetas de volumen fijo							
Pipetman®	F100 (100 µl)						T ●   F -		
	F200 (200 µl)					●	●		
	F250 (250 µl)							●	
	F300 (300 µl)							●	●
	F500 (500 µl)							●	
	F1000 (1000 µl)							●	●
		Pipetas multicanal							
Pipetman®L	P8X 10L (0.5-10 µl)	●	●						
	P8X 200L (20-200 µl)			■	■	●	●		
	P8X 300L (20-300 µl)			■	■	■	●		

**IKA**

		Pipetas monocanal							
IKA Pette vario	100-1000 µl							●	

**METTLER TOLEDO**









		Pipetas monocanal							
Rainin Pipette-Lite™	SL200 (20-200 µl)			■	■	●	●		
Rainin Pipette-Lite™	SL1000 (100-1000 µl)							●	●

**NICHIRYO**

		Pipetas monocanal							
Nichipet	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl						T ●   F -		
	10-100 µl			■	●	●	●		
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
		Pipetas multicanal							
Nichipet	8K 30-300 µl			■	■	●			

T = Punta de pipeta ● compatible - no compatible  
 F = Punta con filtro ■ Volumen de pipeteo limitado al volumen máximo de las puntas de pipeta

## PUNTAS DE PIPETA (ESTÁNDAR / BAJA RETENCIÓN)

								
<b>Volumen [µl]</b>	10	10 extendida	20	100	200	300	1000	1250
<b>Rango volumen [µl]</b>	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
<b>Tipo de punta</b>	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta con filtro	Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta	Punta/ Punta con filtro
<b>Referencia</b>	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

### MODELOS PIPETAS

#### SARTORIUS

##### Pipetas monocanal

Biohit Proline®	0.5-10 µl	●	●					
Biohit Proline® plus	0.5-10 µl	●	●					
	2-20 µl			●		T ●   F -		
	10-100 µl			■	●	●	●	
	20-200 µl			■	■	●	●	
	100-1000 µl						●	●

##### Pipetas multicanal

Biohit Proline®	8CH 0.5-10 µl	●	●					
	8CH 25-250 µl					■	●	
	8CH 50-300 µl				■	■	●	

#### SOCOREX

##### Pipetas monocanal


Acura® 825	0.5-10 µl	●	●					
	2-20 µl			●		T ●   F -		
	5-50 µl				●	T ●   F -		
	10-100 µl			■	●	T ●   F -		
	20-200 µl			■	■	●	●	
	100-1000 µl						●	●
Calibra® 822	1-10 µl		●					
	2-20 µl			●		T ●   F -		
	10-100 µl			■		T ●   F -		
	20-200 µl			■	■	●	●	
	100-1000 µl						●	●

##### Pipetas multicanal

Acura® 855	8CH 5-50 µl			■	●	T ●   F -		
Calibra® 852	8CH 1-10 µl	●	●					
	8CH 20-200 µl			■	■	T ●   F -		
	12CH 10-100 µl			■		T ●   F -		

T = Punta de pipeta ● compatible - no compatible  
 F = Punta con filtro ■ Volumen de pipeteo limitado al volumen máximo de las puntas de pipeta

PUNTAS DE PIPETA (ESTÁNDAR / BAJA RETENCIÓN)



Volumen [µl]	10	10 extendida	20	100	200	300	1000	1250
Rango volumen [µl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Tipo de punta	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta con filtro	Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta/ Punta con filtro	Punta	Punta/ Punta con filtro
Referencia	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

MODELOS PIPETAS

STARLAB

		Pipetas monocanal							
ErgoOne®	0.1-2.5 µl		●						
	0.5-10 µl	●	●						
	10-100 µl			■	●	T ●   F -			
	100-1000 µl						●	●	
		Pipetas multicanal							
ErgoOne®	8 CH 30-300 µl				■	■	●		

THERMO FISHER SCIENTIFIC

		Pipetas monocanal							
Finnpipette™ F1	1-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		T ●   F -	●		
	20-200 µl			■	■	●	●		
	30-300 µl						●		
	100-1000 µl							●	●
Finnpipette™ 4500	200-1000 µl							●	●
		Pipetas multicanal							
Finnpipette™ F1 MCP8	8 CH 1-10 µl	●	●						
	8 CH 10-100 µl			■	●	●	●		
	8CH 30-300 µl				■	■	●		
Finnpipette™ 4510	8CH 50-300 µl				■	■	●		
Finnpipette™ 4500	8CH 200-1000 µl							●	●

VWR

		Pipetas monocanal							
Erg. High Perform.	0.5-10 µl	●	●						
Erg. High Perform.	2-20 µl			●		T ●   F -			
Erg. High Perform.	10-100 µl			■	●	●			
Erg. High Perform.	20-200 µl			■	■	●	●		
Erg. High Perform.	100-1000 µl							●	●

T = Punta de pipeta ● compatible - no compatible  
 F = Punta con filtro ■ Volumen de pipeteo limitado al volumen máximo de las puntas de pipeta

Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly qualified persons only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU), where applicable. For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website (www.gbo.com). All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited. Media owner: Greiner Bio-One GmbH / Represented by Managing Directors Jakob Breuer and Heinz Schmid. The company is registered in the Commercial Register at the first instance court in Stuttgart. HRB 224604 / VAT Number: DE812585719.



Greiner Bio-One GmbH Frickenhausen, Germany  
 PHONE +49 7022 948-0 / FAX +49 7022 948-514 / E-MAIL info@de.gbo.com  
 Greiner Bio-One is a global player.  
 Find the contact details of your local partner on our website.

