

70%  
 ディスカウント  
 さらにプレゼント

# CELLSTAR® 遠心管

お買い得価格で遠心管をご購入いただくと  
 ボルテックスまたはラックがもらえる  
**W得キャンペーン**

期間：2018年1月15日～3月30日

プラン

**A**

## ボルテックス

遠心管 5ケース購入 (混合可能) で、  
 ボルテックス (J845050)  
 1台プレゼント



グライナー  
 ミニボルテックスミキサー

- パワフルボルテックスミキサー  
 50ML 遠心管までミキシング可能
- 手のひらサイズ
- 2800 rpm 固定
- Insta-Touch 方式、ヘッドにあてるだけの簡単操作

サイズ	9.6×9.7×6.4 cm (W×D×H)
重量	400 g
電源	100-240V, 50-60Hz, 0.6A

プラン

**B**

## 遠心管ラック

1ケースご購入でラックが2個ついてきます。

- \*優先的にブルーをプレゼントいたします。  
 なくなった場合、別色になります。
- \*ラック色はお選び頂けません。



キュービックラック

- 0.5、1.5-2.0ml、15ml、50mlのチューブに使えます。
- 4面で異なるサイズのチューブに使えます。
- ポリプロピレン製

## 15ml / 50ml 遠心管

- 高い機械的強度と耐熱および耐薬品性
- 耐温度域：-196 ~ +121℃ (本体) / -80 ~ +100℃ (フタ)
- 耐遠心強度

製品グループ	製品番号	耐遠心強度 Max. RCF [g]
15ml コニカル	188271-013	15,000
50ml コニカル	227261	17,000

Free of detectable  
 DNase, RNase,  
 human DNA  
 non-pyrogenic

non-  
 cytotoxic



製品番号	製品名/規格	容量	材質	滅菌	包装	販売 単位	単価 (税抜)	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)
188271-013	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 15ml 青キャップ	15ml	PP (チューブ) HDPE (フタ)	○	20×70袋	1400	¥62	¥86,800	¥19	¥26,600
227261	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 50ml 青キャップ	50ml	PP (チューブ) HDPE (フタ)	○	20×25袋	500	¥80	¥40,000	¥24	¥12,000

キャンペーンコード

**D0101**

ご注文方法：裏面の専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

## 15ml / 50ml 遠心管



188271-013



227261

### 仕様

- ・ポリプロピレン (チューブ) / HDPE (キャップ)
- ・重金属フリー
- ・細胞毒性フリー
- ・滅菌済
- ・パイロジェンフリー; >0.03EU/ml
- ・RNase/DNaseフリー (>1.3X10<sup>-8</sup> Kunitz units/ >5.0x10<sup>-11</sup> Kunitz/(units))
- ・ヒトDNAフリー; >5pg

## キャンペーン D0101 専用注文書

# FAX 03-3505-8945

\*優先的に ■ブルー (J493204) をプレゼントいたします。なくなった場合、別色になります。

① プランをご選択ください。	② 製品をご選択ください。		③ ご発注数
<b>プランA</b> <b>ボルテックス</b>	188271-013	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 15ml	プランA は合計 5 ケース以上
	227261	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 50ml	
<b>プランB</b> <b>遠心管ラック</b>	188271-013	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 15ml	
	227261	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 50ml	

### 販売店様へのお願い:

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願い致します。

### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44

TEL 03-3505-8875 FAX 03-3505-8945

URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

グライナー・ジャパン取扱店

### ■お願いおよび注意事項

【価格】 価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の価格は2018年1月15日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際に確認ください。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

クリアランスセールにつき、在庫限りで販売終了となる製品群があります。詳しくは当社営業までお問い合わせください。