

greiner bio-one

PRomotion

発売記念キャンペーン

キャンペーン期間：2018年4月23日～8月22日

グライナー電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette

扱いやすい上質なデザイン



ピペットホルダー



特長

- ・ 自立型デザインおよびピペットホルダー標準装備
- ・ 180gの軽量タイプ
- ・ UV耐性
- ・ 短い充電時間
- ・ 3カラー（青、紫、赤）によるバッテリーの状態を確認可能

対応可能ピペットサイズ	1-100 mlサイズ
吸引スピード	>7.5 ml / 秒
充電時間	約4時間
電源	AC100-240V 50/60 Hz
パワージャック	mini-USB
フィルター	疎水性 25 mm (直径) / 0.2 μm
バッテリー	リチウムイオン 3.7 V / 1,100 mAh
本体重量	180 g

製品番号	製品名/規格	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J847050	Sapphire-Maxipette 電動ピペッター	¥32,000	¥19,800

キャンペーンコード

D0404

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

キャンペーン D0404 専用注文書

FAX 03-3505-8945

製品番号	製品名	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
J847050	Sapphire-Maxipette 電動ピペッター	¥ 19,800	

販売店様へのお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44

TEL 03-3505-8875 FAX 03-3505-8945

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【価格】 価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の価格は2018年4月23日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。