

greiner bio-one

PROmotion キャンペーン期間：2019年4月10日～8月9日

Cryo.s™ クライオバイアル

1ケースお買い上げの方に
グライナー・ジャパン オリジナル
フリーズボックス 3個プレゼント*

60%
OFF


*単品でもお求めやすくご購入可能です。詳しくは裏面で注文用紙をご覧ください。

Cryo.s™ クライオバイアル

- CEマーク
- -196 ~ +121°Cで使用可能 (外蓋タイプは-196 ~ +100°C)
- 内蓋タイプはシリコンO-リング付
- 滅菌済無菌性保障レベル：SAL 10⁻⁶ (ISO11137)
- スクラッチ傷に強い書き込みスペース
- カラースクリュウキャップ
- キャップインサート (製品番号304171)

フリーズボックス

- プラスチックの環境問題に対応した紙製のフリーズボックス
- 仕切りがアコーディオン式のため脱着がスムーズ
- 仕切りは簡単にカットできるのでサンプルに合わせて調整可能
- 底4か所に穴があるため液体窒素のドレインも早い
- フタの上面と側面にロゴや書き込みスペースがあるので箱正面が分かりやすい
- 9×9、10×10をご用意



製品番号	製品名/規格	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	単価 (税抜)	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	単価 (税抜)
内蓋	123263 Cryo.s クライオバイアル 内蓋 V底自立 1ml ■ナチュラル	1ml	PP (本体・フタ) シリコン(O-リング)	○	100×5袋	500	¥73.5	¥36,750	¥14,700	¥29.4
	121263 Cryo.s クライオバイアル 内蓋 丸底 2ml ■ナチュラル	2ml	PP (本体・フタ) シリコン(O-リング)	○	100×5袋	500	¥73.5	¥36,750	¥14,700	¥29.4
	122263 Cryo.s クライオバイアル 内蓋 丸底自立 2ml ■ナチュラル	2ml	PP (本体・フタ) シリコン(O-リング)	○	100×5袋	500	¥73.5	¥36,750	¥14,700	¥29.4
外蓋	126263 Cryo.s クライオバイアル 外蓋 丸底自立 2ml ■ナチュラル	2ml	PP (本体) HDPE (フタ)	○	100×5袋	500	¥73.5	¥36,750	¥14,700	¥29.4

製品番号	製品名/規格	包装	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	単価 (税抜)
J802710	フリーズボックス 10×10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)	20入り	¥20,000	¥15,000	¥750
J802709	フリーズボックス 9×9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)	20入り	¥19,000	¥14,000	¥700

キャンペーンコード

E0401

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

キャンペーン E0401 専用注文書

FAX 03-3505-8945

キャンペーン期間：2019年4月10日～8月9日

Cryo.sクライオバイアルを

フリーズボックスのプレゼント付きでご購入の方はこちら

- ① キャンペーンご購入製品を選択し、ご発注数を記入してください。
② 添付品を選択し、ご発注数を記入してください。①のご注文1ケースあたり3個ご注文いただけます。

	製品番号	製品名 / 規格	容量	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
① キャンペーン ご購入分	123263	Cryo.s クライオバイアル 内蓋 V底自立	1ml	¥14,700	CT
	121263	Cryo.s クライオバイアル 内蓋 丸底	2ml	¥14,700	CT
	122263	Cryo.s クライオバイアル 内蓋 丸底自立	2ml	¥14,700	CT
	126263	Cryo.s クライオバイアル 外蓋 丸底自立	2ml	¥14,700	CT
② 添付品	J802710	フリーズボックス 10 x 10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)			PC
	J802709	フリーズボックス 9 x 9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)			PC

フリーズボックスを

単品でお買い上げの方はこちら

製品番号	製品名 / 規格	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
J802710	フリーズボックス 10 x 10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)	¥15,000	CT
J802709	フリーズボックス 9 x 9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)	¥14,000	CT

販売店様へのお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44

TEL 03-3505-8875 FAX 03-3505-8945

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【価格】 価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の価格は2019年4月10日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。