

greiner bio-one

PRoMotion キャンペーン期間：2020年2月3日～3月31日

お得に、きれいに保存キャンペーン!

Cryo.s™ クライオバイアル

60% OFF
さらにプレゼント!
クライオバイアル1ケース (500本) をお買い上げ毎に、
①フリーズボックス2個と②カラーインサート (5色500個) をプレゼント!

- CEマーク
- -196 ~ +121°Cで使用可能 (外蓋タイプは-196 ~ +100°C)
- 内蓋タイプはシリコンO-リング付
- 滅菌済無菌性保障レベル: SAL 10⁻⁶ (ISO11137)
- スクラッチ傷に強い書き込みスペース



123263 121263 122263 126263

プレゼント

① フリーズボックス 2個

※単品でもお求めやすく購入可能です。詳細は下記をご覧ください。



J802710

J802709

② Cryo.s™ クライオバイアル用 カラーインサート (5色アソート・500個)

- クライオバイアルのキャップにははめて色分け可能
- 本キャンペーンのみで5色アソートをプレゼント (100個×5色)



製品番号	製品名/規格	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	単価 (税抜)	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	単価 (税抜)
内蓋	123263 Cryo.s クライオバイアル 内蓋 V底自立 1ml ■ナチュラル	1ml	PP (本体・フタ) シリコン(O-リング)	○	100×5袋	500	¥73.5	¥36,750	¥14,700	¥29.4
	121263 Cryo.s クライオバイアル 内蓋 丸底自立 2ml ■ナチュラル	2ml	PP (本体・フタ) シリコン(O-リング)	○	100×5袋	500	¥73.5	¥36,750	¥14,700	¥29.4
	122263 Cryo.s クライオバイアル 内蓋 丸底自立 2ml ■ナチュラル	2ml	PP (本体・フタ) シリコン(O-リング)	○	100×5袋	500	¥73.5	¥36,750	¥14,700	¥29.4
外蓋	126263 Cryo.s クライオバイアル 外蓋 丸底自立 2ml ■ナチュラル	2ml	PP (本体) HDPE (フタ)	○	100×5袋	500	¥73.5	¥36,750	¥14,700	¥29.4

フリーズボックス

- プラスチックの環境問題に対応した紙製のフリーズボックス
- 仕切りがアコーディオン式のため脱着がスムーズ
- 仕切りは簡単にカットできるのでサンプルに合わせて調整可能
- 底4か所に穴があるため液体窒素のドレインも早い
- フタの上面と側面にロゴや書き込みスペースがあるので箱正面が分かりやすい
- 9×9、10×10をご用意



J802710

J802709

製品番号	製品名/規格	包装	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	単価 (税抜)
J802710	フリーズボックス 10×10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用) 153×153×58mm (W×D×H)	20入り	¥20,000	¥15,000	¥750
J802709	フリーズボックス 9×9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用) 134×134×58mm (W×D×H)	20入り	¥19,000	¥14,000	¥700

キャンペーンコード

F0201

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

キャンペーン F0201 専用注文書

FAX 03-3505-8945

キャンペーン期間：2020年2月3日～3月31日

Cryo.s™クライオバイアルを購入される方

- ① キャンペーンで購入製品を選択し、ご発注数をご記入してください。
- ② フリーズボックスのサイズをご確認の上、数量をご記入ください。
- ③ インサートはご購入されるCryo.s™バイアルの総数と同数をご記入ください。

	製品番号	製品名 / 規格	容量	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数	
① キャンペーンで 購入分	内蓋	123263	Cryo.s™ クライオバイアル 内蓋 V底自立	1ml	¥ 14,700	CT
		121263	Cryo.s™ クライオバイアル 内蓋 丸底	2ml	¥ 14,700	CT
		122263	Cryo.s™ クライオバイアル 内蓋 丸底自立	2ml	¥ 14,700	CT
	外蓋	126263	Cryo.s™ クライオバイアル 外蓋 丸底自立	2ml	¥ 14,700	CT
② 添付品	J802710	フリーズボックス 10×10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用) *Cryo.s™バイアル1箱につき、2個プレゼント			PC	
	J802709	フリーズボックス 9×9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用) *Cryo.s™バイアル1箱につき、2個プレゼント			PC	
③ 添付品	—	Cryo.s™クライオバイアル用カラーインサート *Cryo.s™バイアル1箱につき、500個プレゼント			PC	

フリーズボックスを単品で購入される方

製品番号	製品名 / 規格	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
J802710	フリーズボックス 10×10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)	¥ 15,000	CT
J802709	フリーズボックス 9×9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)	¥ 14,000	CT

販売店様へのお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44

TEL 03-3505-8875 FAX 03-3505-8945

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【価格】 価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の価格は2020年2月3日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。