



greiner bio-one

CELLview™ Slide

Produkt des Jahres 2017



Ein einzigartiges Produkt ...

- ... für optimale Versuchsbedingungen
- ... mit höchster optischer Transparenz
- ... ermöglicht selbst komplexe Versuche
- ... für sichere Forschungsergebnisse



... das überzeugt!

- Innovatives Design
- Einfach & effizient in der Anwendung
- Perfekt geeignet für eine Vielzahl mikroskopischer Experimente
- Schwarze Kompartimentierung zur Vermeidung von „Bleaching“-Effekten
- Minimierter Meniskuseffekt für optimale Zellanalyse

CELLview™ Slide ist das optimale Werkzeug für Zellkultivierung, Immunzytochemie und hochauflösende Mikroskopie.

Auf einen Blick

Schwarze Kompartimentierung ⇨ schirmt Proben vor Streulicht ab und verhindert „Bleaching“

96-Well-Platten-Design ⇨ gestattet den Einsatz von Mehrkanal Pipetten

Konisch runde Wellgeometrie ⇨ reduziert den Meniskuseffekt

Eingebetteter Deckglasboden ⇨ für ein Höchstmaß an Planarität

Oberflächenbeschichtung ⇨ kunststoffähnliche Zellkulturoberfläche auf Glas, damit auch sensitive Zellen optimal anwachsen

Alphanumerische Wellcodierung ⇨ für eine eindeutige Kennzeichnung der Probe

Key Features

- 1** Ablösbare schwarze Kompartimentierung
- 2** 10 runde Näpfchen im 96-Well-Platten-Design
- 3** 0,17 mm hochtransparenter Borosilikatglasboden im Objektträger eingebettet
- 4** Oberflächenbeschichtung für optimales Zellwachstum
- 5** Wellcodierung auf Slide und Kompartimentierung
- 6** Positionierhilfe für die automatisierte Mikroskopie



Für weitere Informationen und/oder Musterbestellungen besuchen Sie unsere Webseite www.gbo.com
oder sprechen Sie uns an:

Greiner Bio-One:

Belgien

info@be.gbo.com

Brasilien

office@br.gbo.com

China

office@cn.gbo.com

Deutschland

info@de.gbo.com

Frankreich

accueil@gbo.com

Italien

office@it.gbo.com

Japan

info@jp.gbo.com

Niederlande

info@nl.gbo.com

Österreich

info@at.gbo.com

Portugal

info@vacuette.pt

Spanien

info@vacuette.es

UK

info@uk.gbo.com

Ungarn

office@hu.gbo.com

USA

office@us.gbo.com



Kontaktinformationen aller Greiner Bio-One Standorte und Händler finden Sie auf unserer Webseite:
www.gbo.com/subsidiaries-distributors