



greiner bio-one

Cryo.s™ Biobanking Röhren

Nicht einfach nur Cryo-Röhrchen...

- ... hervorragender Datamatrix-Code
- ... kompaktes Design
- ... maximale Reinheit des Rohmaterials
- ... 100 % verlässlich in der Langzeit-Probenlagerung



... sondern erstklassige Lagerröhrchen für das Biobanking!

- Beständiger und robuster Datamatrix-Code mit Klarschrift Funktion auf jedem Röhrchen
- Effiziente und fehlerfreie Identifikation von Proben
- Platzsparend: bis zu 30 % weniger Lagerraumbedarf
- Hergestellt aus hochwertivem, extrem reinem Polypropylen
- Exzellenter Schraubverschluss für minimalen Wasserverlust bei Langzeit-Lagerung

Cryo.s™ Biobank-Röhrchen sind von nachgewiesener herausragender Qualität und daher erste Wahl für die Gefrierlagerung von Proben in Biobanken.

Auf einen Blick

Hergestellt aus medizinischem Polypropylen zertifiziert nach USP Klasse VI



für optimale Probenqualität ohne Kontaminationsrisiko

Optimiert für die automatisierte Probenverarbeitung



vorgesteckt in 96er-Racks, die dem ANSI/SLAS Standard entsprechen

Höhen-reduzierter Schraubverschluss



bis zu 30 % Platzeinsparung

Zubehör für beste Arbeitsroutine



Cryo.s™ 8 Channel Handheld Decapper & Cryo.s™ Rack Scanner

Vielfältige Produktvarianten



verschiedene Arbeitsvolumina, steril/nicht steril, farbige Schraubverschlüsse, kundenspezifische Barcodes uvm.

Gut zu wissen, dass Ihre Proben sicher sind!

- 1** Optimiertes Design für Langzeit-Probenlagerung bei -80 °C und in der Stickstoff-Gasphase
- 2** Validierter 2D-Barcode auf jedem Röhrchen für schnelle und sichere Probenidentifikation
- 3** Schraubverschluss mit Innengewinde und Silikonring für absolute Dichtheit
- 4** Hochreines Polymer, keine Additive, die ausdiffundieren und die Probe verunreinigen könnten
- 5** Maximale Hygienestandards garantieren, dass die Röhrchen frei von nachweisbaren Kontaminationen sind
- 6** Passende Geräte und Zubehör von Greiner Bio-One für optimale Arbeitsroutine

Für weitere Informationen und/oder Musterbestellungen besuchen Sie unsere Webseite www.gbo.com
oder sprechen Sie uns an:

Greiner Bio-One:

Belgien

info@be.gbo.com

Brasilien

office@br.gbo.com

China

office@cn.gbo.com

Deutschland

info@de.gbo.com

Frankreich

accueil@gbo.com

Italien

office@it.gbo.com

Japan

info@jp.gbo.com

Niederlande

info@nl.gbo.com

Österreich

info@at.gbo.com

Portugal

info@vacuette.pt

Spanien

info@vacuette.es

UK

info@uk.gbo.com

Ungarn

office@hu.gbo.com

USA

office@us.gbo.com



Kontaktinformationen aller Greiner Bio-One Standorte und Händler finden Sie auf unserer Webseite:
www.gbo.com/subsidiaries-distributors