

your power for health



Equipamentos para laboratório

Vortex
Minivortex
Minibanho Seco
Pipetador MaxiPette
Minicentrífuga
Centrífuga para Microplacas

Vortex

O sistema exclusivo de contrapeso permite a ação máxima do equipamento, o que minimiza ruídos e o excesso de vibração, além de proporcionar a homogeneização instantânea das amostras.

O Vortex também possui ventosas em sua base para eliminar o deslocamento e é compatível com câmara fria e incubadora.

Código	Descrição
844050	Vortex, faixa de velocidade de 200 até 3200 rpm



Minibanho Seco

Possui design compacto, ampla faixa de temperatura e 7 opções de blocos extras, disponíveis para utilização com diversos tubos. O *touchpad* e o *display* digital permitem programá-lo com máxima precisão. Disponível para tubos que podem variar de 0.2 até 50 mL.

Código	Descrição
848050	Minibanho Seco com faixa de temperatura de +5°C até +100°C, precisão de +/- 0.5°C, incrementos de 0.1°C e uniformidade de +/- 0.2°C
848916	Blocos para Tubos de 1.5 mL*



* Blocos para outros modelos de tubos estão disponíveis – aquisição a parte

Minicentrífuga

Ideal para centrifugação rápida de microtubos e tubos de PCR, a Minicentrífuga inclui um rotor para 8 posições de microtubo e um rotor para tubos de PCR de 0.5 mL ou em tiras de 0.2 mL (localizado na parte inferior da centrífuga).

Código	Descrição
843050	Minicentrífuga, velocidade 6000 rpm / 2000 x g, capacidade de 8 x tubos de 1.5 ou 2.0 mL, 4 x tubos PCR em tiras (8 x 0.2 mL) ou 32 x tubos PCR de 0.5 mL



Minivortex

Possui uma órbita de 4 mm e uma velocidade fixa de 2800 rpm. A operação é iniciada por pressão e trabalha de maneira silenciosa. Quando a pressão é removida, a atividade do equipamento é imediatamente encerrada. Seu design exclusivo evita vazamento de líquidos, prolongando a vida útil do motor.

Código	Descrição
845050	Minivortex, velocidade de 2800 rpm, ativação por toque, órbita de 4 mm



Pipetador MaxiPette

Possui formato ergonômico, com distribuição de peso equilibrado e controle de baixa pressão através do toque. A bateria de lítio o mantém funcionando por até 8 horas ou 2500 pipetagens com uma única carga de duas horas.

Código	Descrição
847050	Pipetador MaxiPette para pipetas de 1 a 100 mL, inclui carregador, suporte para bancada, filtro extra e bateria de lítio substituível



Centrífuga para Microplacas

A aceleração do rotor e a força centrífuga ajustam verticalmente as placas. Com potência de força-g de 600 x g, a maioria das amostras podem ser centrifugadas em até 20 segundos. Ao abrir a tampa, a trava elétrica inicia a desaceleração do rotor, com parada total em cerca de 7 segundos. Após a parada, as placas podem ser facilmente removidas.

Código	Descrição
846050	Centrífuga para microplacas, velocidade de 2.550 rpm / 600 x g, capacidade de 2 placas de PCR ou placas de microtitulação

