

Your **Power** for Health


greiner bio-one



Pipetas e Ponteiras

Máxima precisão no
manuseio de líquidos

Pipetas e Ponteiras



Pipetas Sorológicas

- Fabricadas em poliestireno com máxima transparência
- Design de ponta tipo drop-free, sem retenção da última gota no momento da dispensa
- Com filtro de fibra sintética para proteção contra sucção do líquido para dentro do dispositivo de pipetagem
- Indicação de volumes de graduações negativas
- Código de cores de acordo com as normas internacionais
- Estéril
- Validade e lote impressos na embalagem




Ponteiras

As ponteiras são um componente fundamental no dia a dia para as pesquisas científicas e precisam ser de alta qualidade para garantir a confiança e consistência dos resultados de pipetagem. O polipropileno utilizado na fabricação possui alta resistência à ruptura, é dimensionalmente estável, resistente ao calor até aproximadamente +1450°C, ou seja, é autoclavável e resistente ao frio até -190°C. Todas as cores das ponteiras são fabricadas exclusivamente sem a presença de metais pesados.



- Fabricadas em polipropileno de alta qualidade
- Com ou sem filtro
- Ponteiras condutoras
- Com ou sem graduação
- Estéril ou não estéril
- Microponteiras nos volumes de 0,5 a 20µl
- Ponteiras de 200µl (10 - 300µl) e 1.000µl (100 - 1.000µl)
- Macroponteira no volume de 5ml
- Livre de DNase, RNase e DNA humano
- Não pirogênico e não citotóxico



Ponteiras Sapphire

As Ponteiras Sapphire possuem vantagens extraordinárias como máxima precisão e mínima retenção. Encaixam-se perfeitamente em qualquer pipetador, combinando fácil instalação e remoção, com enchimento preciso e rápido.

Extremamente finas, permitem um excelente controle visual durante o processo de pipetagem.

- Ponteiras com ou sem filtro e de baixa retenção
- Fabricadas em polipropileno de alta qualidade
- Vedação e ajuste ideais
- Disponíveis em rack, refil e pacotes
- Volumes de 10, 20, 100, 200, 300 e 1.250µl
- Livre de DNase, RNase e DNA humano
- Não pirogênico

