



## VeinViewer® Flex

Une nouvelle vision du prélèvement



- ↳ Simplifie la pratique
- ↳ S'adapte à toutes les situations
- ↳ Améliore le confort du patient
- ↳ La solution intuitive d'imagerie pour toutes les étapes du prélèvement

De plus en plus de patients présentent un capital veineux fragilisé et méritent une solution adaptée. VeinViewer® Flex est le dispositif permettant de répondre à ce besoin.

VeinViewer® Flex est la solution d'imagerie médicale performante dédiée au prélèvement sanguin. Ses fonctions sophistiquées, très simples à utiliser, apportent plus de précision et de confort dans toutes les situations de prélèvement. Avec une qualité d'image haute définition, VeinViewer® Flex permet une analyse avancée du capital veineux. La technologie MaxDepth permet aux praticiens de visualiser les veines périphériques jusqu'à 10 mm de profondeur et le réseau sanguin jusqu'à 15 mm sous la surface de la peau.



## ✓ Précision durable

Flex est un système alimenté par batterie à charge rapide. Sa puissance assure une précision et une visualisation durables des images.

## ✓ Performance accrue

VeinViewer® Flex est une solution technologique qui permet au praticien de s'adapter rapidement à chaque situation de prélèvement.

## ✓ Ergonomie adaptée

Mobile ou fixé sur un bras d'une portée unique, VeinViewer® Flex est la solution d'imagerie mobile dédié au prélèvement sanguin et adaptée à toutes les situations patients.

## ✓ Imagerie

Flex est un système d'imagerie haute définition intégrant la technologie de projection Df2. Entièrement conçu pour apporter plus de précision et de confort, il permet une visualisation précise du capital veineux de chaque patient.

## ASSESS™ Imaging Suite

Le logiciel de traitement des images ASSESS™ Imaging Suite offre des images nettes et facilement ajustables. Grâce à un éventail d'options de visualisation d'images prédéfinies, il permet l'obtention d'images adaptées aux besoins de chaque situation rencontrée par le praticien.

### ☞ Fonctionnel et modulable

Adapté à toutes les situations

### ☞ Précision des pratiques

Des images haute qualité et précises pour la visualisation des plus petites veines rencontrées en pédiatrie ou gériatrie, par exemple

### ☞ Capture d'image

Permet l'enregistrement et l'export de 200 images (PNG) vers le dossier patient

### ☞ Personnalisation

Propose plusieurs couleurs pour une personnalisation et un confort de l'image diffusée

### ☞ Visualisation

Propose trois choix de projection du format de l'image pour s'adapter, par exemple, à la pédiatrie

### ☞ Résolution

Permet de programmer des paramètres d'exposition lumineuse selon les besoins du praticien

Référence	Désignation	Conditionnement
890001	VeinViewer® et ses accessoires 2 S-Mounts (Super Clamp, C-Clamp), 2 batteries à charge rapide, chargeur de batterie, adaptateur secteur, adaptateur secteur international, sac de rangement, câble USB, CD de formation	1 carton
890010	Batterie rechargeable de rechange pour VeinViewer® Flex et Vision 2	-