

## Références

Aiguille de sécurité hypodermique <b>VACUETTE® CLIX</b>						
Réf- rence	Description	Gauge	Longueur	Indications	packaging	
					Sous cond	Cond
411250*	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, crème, stérile, fabriquée sans latex	19G 1,1 mm	1 ½" 38 mm	IM, IV	100 pcs.	800 pcs.
411251*	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, crème, stérile, fabriquée sans latex	19G 1,1 mm	1" 25 mm	IM, IV	100 pcs.	800 pcs.
411252	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, jaune, stérile, fabriquée sans latex	20G 0,9 mm	1 ½" 38 mm	PS, IM, IV	100 pcs.	800 pcs.
411253	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, verte, stérile, fabriquée sans latex	21G 0,8 mm	1 ½" 38 mm	PS, IM, IV, IA	100 pcs.	800 pcs.
411254	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, verte, stérile, fabriquée sans latex	21G 0,8 mm	1" 25 mm	PS, IM, IV, IA	100 pcs.	800 pcs.
411263*	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, verte, stérile, fabriquée sans latex	21G 0,8 mm	2" 50 mm	IM, IV, IA	100 pcs.	800 pcs.
411256	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, noire, stérile, fabriquée sans latex	22G 0,7 mm	1 ½" 38 mm	PS, IM, IV, IA	100 pcs.	800 pcs.
411255*	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, noire, stérile, fabriquée sans latex	22G 0,7 mm	1 1/4" 30 mm	PS, IM, IV, IA	100 pcs.	800 pcs.
411259	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, bleue, stérile, fabriquée sans latex	23G 0,6 mm	1" 25 mm	IM, IV, IA	100 pcs.	800 pcs.
411257*	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, bleue, stérile, fabriquée sans latex	23G 0,6 mm	1 1/4" 30 mm	IM, IV, IA	100 pcs.	800 pcs.
411262*	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, violette, stérile, fabriquée sans latex	24G 0,55 mm	1" 25 mm	SC, IM, IA	100 pcs.	800 pcs.
411258	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, orange, stérile, fabriquée sans latex	25G 0,5 mm	1" 25 mm	SC, ID, IM, IA	100 pcs.	800 pcs.
411260*	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, orange, stérile, fabriquée sans latex	25G 0,5 mm	1/2" 12,5 mm	SC, ID, IM, IA	100 pcs.	800 pcs.
411261*	Aiguille de Sécurité Hypodermique <b>VACUETTE®</b> CLIX, grise, stérile, fabriquée sans latex	27G 0,4 mm	1/2" 12,5 mm	SC, ID	100 pcs.	800 pcs.

PS - prélèvement sanguin, SC - sous-cutané, ID - intradermique, IM - intramusculaire, IV - intraveineuse, IA - intra-artérielle

\* Disponible sous 60 jours

**Il existe d'autres références susceptibles d'être commandées. Elles sont disponibles sur demande et sous 90 jours. Minimum de commande : 50.000 pcs.**

Pour obtenir la liste des références qui peuvent être produites sur demande, n'hésitez pas à nous contacter.

Your **Power** for Health

  
greiner bio-one



**Autriche (siège)**  
Greiner Bio-One GmbH  
Tél. +43 7583 6791-0  
Fax +43 7583 6318  
E-Mail office@at.gbo.com

Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site [www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics) ou nous contacter.

**Allemagne**  
Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics  
Tél. +49 7022 948-0  
Fax +49 7022 948-514  
E-Mail office@de.gbo.com

**Etats-Unis**  
Greiner Bio-One North America Inc.  
Tél. +1 704 261-7800  
Fax +1 704 261-7899  
E-Mail info@us.gbo.com

**Italie**  
Greiner Bio-One Italia S.r.l.  
Tél. +39 02 9438 3340  
Fax +39 02 9438 3366  
E-Mail office@it.gbo.com

**Royaume-Uni**  
Greiner Bio-One Ltd.  
Tél. +44 1453 8252 55  
Fax +44 1453 8262 66  
E-Mail info@uk.gbo.com

**Brésil**  
Greiner Bio-One Brasil  
Tél. +55 19 3468-9600  
Fax +55 19 3468-9621  
E-Mail office@br.gbo.com

**France**  
Greiner Bio-One SAS  
Tél. +33 1 69 86 25 25  
Fax +33 1 69 86 25 35  
E-Mail office@fr.gbo.com

**Japon**  
Greiner Bio-One Co. Ltd.  
Tél. +81 3 3505 8875  
Fax +81 3 3505 8945  
E-Mail info@jp.gbo.com

**Suisse**  
Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH  
Tél. +41 71 228 55 22  
Fax +41 71 228 55 21  
E-Mail office@ch.gbo.com

**Chine**  
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.  
Tél. +86 10 83 55 19 91  
Fax +86 10 63 56 69 00  
E-Mail office@cn.gbo.com

**Hongrie**  
Greiner Bio-One Hungary Kft.  
Tél. +36 96 213 088  
Fax +36 96 213 198  
E-Mail office@hu.gbo.com

**Pays-Bas**  
Greiner Bio-One B.V.  
Tél. +31 172 4209 00  
Fax +31 172 4438 01  
E-Mail info@nl.gbo.com

**Thaïlande**  
Greiner Bio-One Thailand Ltd  
Tél. +66 38 46 56 33  
Fax +66 38 46 56 36  
E-Mail office@th.gbo.com

**Espagne**  
VACUETTE España S.A.  
Tél. +34 91 652 77 07  
Fax +34 91 652 33 35  
E-Mail info@vacuette.es

**Inde**  
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.  
Tél. +91 120 456 8787  
Fax +91 120 456 8788  
E-Mail info@gboindia.com

**Portugal**  
VACUETTE Portugal S.A.  
Tél. +351 252 647 721  
Fax +351 252 647 722  
E-Mail info@vacuette.pt

**Turquie**  
Greiner Bio-One Turkey  
Tél. +90 216 576 6004  
Fax +90 216 576 6005  
E-Mail office@tr.gbo.com

Your **Power** for Health

  
greiner bio-one



**VACUETTE®**  
**CLIX**  
Aiguille de sécurité hypodermique

Sécuriser en un "clic"



# Aiguille de sécurité hypodermique VACUETTE® CLIX


## Sécuriser en un „clic“

Chaque jour, Greiner Bio-One s'engage à rendre ses dispositifs plus sûrs afin de protéger l'ensemble des professionnels de santé contre les risques d'accidents par exposition au sang.

Ce nouveau dispositif est équipé d'un bouchon de sécurité. Il est fabriqué conformément aux recommandations du Réseau européen de biosécurité et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive européenne 2010/32 / UE qui s'impose aux membres de la Communauté européenne, tout en intégrant les meilleures pratiques internationales.

Ce dispositif doit être utilisé par des professionnels de santé dûment formés et ce conformément aux instructions d'utilisation proposées.

Convivial et pratique, le dispositif propose deux possibilités pour l'activation du mécanisme de sécurité : avec le pouce ou sur une surface dite dure.



- 1 Activer le mécanisme de sécurité sur la surface dite dure ou avec le pouce
- 2 Un clic audible indique l'activation du mécanisme de sécurité


## Une association optimale

Aiguille de sécurité hypodermique VACUETTE® CLIX & le corps de prélèvement à usage unique HOLDEX®



## Un dispositif - deux applications possibles

L'aiguille de sécurité hypodermique VACUETTE® CLIX peut être utilisée à la fois pour le **prélèvement sanguin** et les **injections**.




### Pour le prélèvement sanguin

A associer avec le dispositif HOLDEX® à usage unique  
Références: 450263 et 450241

**ALTERNATIVE :**  
Dans le cas où un tube de prélèvement ne peut être utilisé :  
Prélever à l'aide d'une seringue puis transférer dans un tube par le biais d'une unité de transfert (Référence : 450225)

### Dispositifs recommandés pour le prélèvement sanguin

- 20G, 1 1/2" Référence : 411252
- 21G, 1 1/2" Référence : 411253
- 21G, 1" Référence : 411254
- 22G, 1 1/2" Référence : 411256



### Pour l'injection

A associer avec une seringue traditionnelle proposant un adaptateur luer (ou un simple luer) répondant à la norme

### Les aiguilles les plus fréquemment utilisées à des fins d'injection

- 26G, 1/2" disponible sur demande
- 21G, 1 1/2" Référence : 411253
- 23G, 1 1/4" Référence : 411257
- 25G, 5/8" disponible sur demande

## Caractéristiques et bénéfices du dispositif

- Manipulation intuitive, formation minimale requise
- Deux possibilités d'activation du mécanisme de sécurité : avec le pouce, ou sur une surface dite dure
- Large gamme de dispositifs (possibilité d'obtention de référence sur demande)
- Proposition de 8 longueurs différentes
- Emballage individuel, stérile
- Fabrication sans latex, non pyrogène, non toxique
- Ponction à angle bas lors de l'utilisation avec le HOLDEX®

