



MiniCollect® Sicherheitslanzetten

Sanft und schonend für kleine & große Patienten



- Sichere und hygienische Kapillarblutentnahme
- Mehr Präzision für einfache Probengewinnung
- Eindeutige farbliche Kennzeichnung der unterschiedlichen Typen
- Praktische Handhabung für mehr Entnahmekomfort
- Anwendung für Glukosetests

Mehr Sicherheit



- Absolut sicher durch automatischen Rückzug der Klinge / Nadel nach der Punktion ins Kunststoffgehäuse
- Eine unabsichtliche Aktivierung ist nahezu unmöglich. Klinge / Nadel löst nur aus, wenn der Auslöseknopf gedrückt wird
- Ausschließlich für die einmalige Verwendung konzipiert

Präzision und einfache Handhabung



- Garantiert eine gleichbleibende Punktionstiefe je Typ für einfache Probenentnahme
- Konstante Einstichrichtung durch einheitlich ausgerichtete Klinge / Nadel
- Ergonomisches Design für mehr Handhabungskomfort
- Selbsterklärende Verwendung spart Zeit
- Kleines & kompaktes Produktdesign spart Platz bei der Entsorgung

Klare Identifikation

Erhältlich für fünf unterschiedliche Einstichtiefen, die optisch durch verschiedene Farben gekennzeichnet sind.

Anwendung



1 Schutzstift abziehen

2 Die Lanzette positionieren

3 Auslöseknopf nach unten drücken

4 Ersten Blutropfen werfen

Artikelnummern

Art. Nr.	Beschreibung	Blutvolumen	Innenverpackung	Außenverpackung
MiniCollect® Sicherheitslanzetten mit Klinge				
450427	Sicherheitslanzette, rosa, Einstichtiefe 1 mm	geringe Blutmenge	200 Stk.	2000 Stk.
450428	Sicherheitslanzette, grün, Einstichtiefe 1,5 mm	mittlere Blutmenge	200 Stk.	2000 Stk.
450429	Sicherheitslanzette, blau, Einstichtiefe 2 mm	große Blutmenge	200 Stk.	2000 Stk.
MiniCollect® Sicherheitslanzetten mit Nadel				
450438	Sicherheitslanzette, lila, 28 G, Einstichtiefe 1,25 mm	Einzelner Blutstropfen	200 Stk.	2000 Stk.
450439	Sicherheitslanzette, orange, 23 G, Einstichtiefe 2,25 mm	Einzelner Blutstropfen	200 Stk.	2000 Stk.