




VACUETTE® Super-T Venenstauer

Mit dem neuen Venenstauer arbeiten Sie **SUPER PRAKTISCH** und **SUPER EINFACH!**



- ◀ Einmalverwendung
- ◀ Einfaches Fixieren und Lösen am Patientenarm
- ◀ Schutz vor Übertragung von Keimen
- ◀ Latex-frei und non-DEHP
- ◀ Praktische wiederverschließbare Entnahmebox

Mit dem neuen Venenstauer von Greiner Bio-One arbeiten Sie SUPER PRAKTISCH und SUPER EINFACH!

Super einfach.

Innovative Produkte zeichnen sich oftmals durch ihre einfache Handhabung aus. So auch **VACUETTE®** Super-T, der neue Venenstauer von Greiner Bio-One. Das Produkt ist aus nahezu reißfestem Silikon gefertigt. Nach einfachem Anlegen erfolgt das Lösen des Venenstauers ebenso einfach durch eine kurze Ziehbewegung mit einer Hand.

Super hygienisch.

Mit dem **VACUETTE®** Super-T kann die Venensuche sicher und hygienisch durchgeführt werden. Da das Produkt zur einmaligen Verwendung vorgesehen ist, sind Patienten vor dem Risiko einer potentiellen Keimübertragung geschützt. Durch die Verwendung von Einwegvenenstauern tragen Sie nachweislich zur Reduktion von nosokomialen Infektionen z.B. durch MRSA bei.

Super komfortabel.

Das spezielle Silikonmaterial des **VACUETTE®** Super-T führt zu keinen Hautirritationen und liegt weich und elastisch am Arm des Patienten an. Der Venenstauer enthält keine Komponenten des Weichmachers DEHP oder aus trockenem Naturkautschuk, somit ist er auch für Personen geeignet, die auf Latex allergisch reagieren.

Super praktisch.

VACUETTE® Super-T Venenstauer sind in einer praktischen Entnahmebox handlich verpackt. Die einzelnen Venenstauer sind leicht gepudert und lassen sich dadurch einfach – Stück für Stück – aus der Box entnehmen.

VACUETTE® Super-T zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einfache Handhabung
- Nahezu reißfest
- Einmalige Verwendung
- Schutz vor Übertragung von Keimen
- Beitrag zur Reduktion nosokomialer Infektionen, z.B. durch MRSA
- Weiches Silikonmaterial
- Schonende Anwendung am Patienten
- Latex-frei und non-DEHP
- Praktisch verpackt
- Leichtes Entnehmen aus der Box
- Leicht gepudert

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Gebrauchshinweise.

Die vollständigen Handhabungshinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter www.gbo.com.



1 Venenstauer in Position bringen.



2 Das gegenüberliegende Ende durch den Schlitz ziehen.



3 Festziehen bis die nötige Spannung erreicht ist.



4 Der Venenstauer ist in dieser Position fixiert.



5 Am kürzeren Ende ziehen, um ihn zu lösen.

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung	
		Innen	Außen
840056	VACUETTE® Super-T Einwegvenenstauer	80 Stk.	160 Stk.