



VeinViewer® Flex

Venendarstellung in neuem Licht



- ↪ Universell – anwendbar bei allen Patienten
- ↪ Flexible Anpassung an alle Situationen
- ↪ Zuverlässig in der täglichen Routine
- ↪ Vorteile nicht nur vor sondern auch während und nach der Blutentnahme

Immer mehr Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen benötigen eine Lösung. VeinViewer® Flex ist diese Lösung, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.

VeinViewer® Flex vereint sämtliche Fortschritte, die in den letzten Jahren bei der optischen Darstellung von Gefäßen erzielt wurden, in einem tragbaren Gerät. VeinViewer® Flex hilft beim rascheren Auffinden von Venen speziell bei Problempatienten und macht die Punktion so wesentlich einfacher. Das Flex-Gerät liefert ein revolutionäres HD-Bild in Echtzeit, das die Venenverläufe vor, während und nach der Punktion darstellt. Mit Hilfe des MaxDepth Modus können periphere Venen, die bis zu 10 mm unter der Haut liegen beziehungsweise Venenverläufe bis zu 15 mm unter der Haut dargestellt werden.



✓ Rascher Akkuwechsel, lange Laufzeit

Das Flex-Gerät wird wahlweise mit Akku oder Stromanschluss betrieben. Es ist somit ausfallsicher.

✓ Zuverlässig in der täglichen Routine

Zuverlässigkeit im Dauereinsatz sowie in hektischen Situationen.

✓ Stabile S-Halterung

Mit der rasch montierten S-Halterung haben Sie beide Hände für die Punktion frei.

✓ Flexible Bildgebung

Ergonomisches Design für einfachste Handhabung. Flex kann einfach und mit nur einer Hand positioniert und bedient werden.

Im Standardmodus (Universal) wird HD und Df² Projektionstechnologie verwendet. Dies liefert ein präzises Bild des oberflächlichen Venenverlaufs in Echtzeit - selbst in schwer zugänglichen Positionen.

ASSESS™ Imaging Suite

Mit ASSESS™ Imaging Suite sehen Sie Venen wie nie zuvor. Die Software läuft ausschließlich auf VeinViewer® Produkten. Eine große Auswahl an verschiedenen Modi ermöglicht die optimale Venendarstellung bei jedem einzelnen Patienten. Der Anwender hat dadurch ein Höchstmaß an Kontrolle.

↶ Universal einsetzbar

Für alle Patienten geeignet

↶ Feine Details

Gut geeignet für kleine Venen, besonders bei pädiatrischen oder Sklerotherapie-Patienten

↶ Bildaufnahme

HIPAA-Konform. Bis zu 200 statische Aufnahmen in .png-Format können gespeichert und für die Dokumentation exportiert werden

↶ Farbumkehrung

Ermöglicht eine weitere Anpassung der Bildgebung

↶ Größenanpassung

Drei verschiedene Fenstergrößen wählbar, gut geeignet für pädiatrische Patienten

↶ MaxBright

Hellste Venendarstellung, besonders von Vorteil bei sich ändernden Lichtverhältnissen

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung
890001	VeinViewer® inkl. Zubehör 2x S-Halterungen (Super Halterung, C-Halterung), 2 schnellaustauschbare Akkus, Akkuladegerät, WS-Stromadapter, internationale Stromadapter, Nylonschutztasche, USB-Kabel, Schulungs-DVD	alles in einer Verpackung
890010	Ersatzakku für VeinViewer® Flex und Vision 2	-