

Artikelübersicht

VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle							
Art. Nr.	Beschreibung	Gauge	Länge	Verwendungszweck	Verpackung		Verfügbarkeit
					Innen	Außen	
411250	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle creme, steril, latex-frei	19G 1,1 mm	1 ½" 38 mm	IM, IV	100 Stk.	800 Stk.	60 WT
411251	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle creme, steril, latex-frei	19G 1,1 mm	1" 25 mm	IM, IV	100 Stk.	800 Stk.	60 WT
411252	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle gelb, steril, latex-frei	20G 0,9 mm	1 ½" 38 mm	BE, IM, IV	100 Stk.	800 Stk.	a. L.
411253	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle grün, steril, latex-frei	21G 0,8 mm	1 ½" 38 mm	BE, IM, IV, IA	100 Stk.	800 Stk.	a. L.
411254	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle grün, steril, latex-frei	21G 0,8 mm	1" 25 mm	BE, IM, IV, IA	100 Stk.	800 Stk.	a. L.
411263	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle grün, steril, latex-frei	21G 0,8 mm	2" 50 mm	IM, IV, IA	100 Stk.	800 Stk.	60 WT
411256	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle schwarz, steril, latex-frei	22G 0,7 mm	1 ½" 38 mm	BE, IM, IV, IA	100 Stk.	800 Stk.	a. L.
411255	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle schwarz, steril, latex-frei	22G 0,7 mm	1 ¼" 30 mm	BE, IM, IV, IA	100 Stk.	800 Stk.	60 WT
411259	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle blau, steril, latex-frei	23G 0,6 mm	1" 25 mm	IM, IV, IA	100 Stk.	800 Stk.	a. L.
411257	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle blau, steril, latex-frei	23G 0,6 mm	1 ¼" 30 mm	IM, IV, IA	100 Stk.	800 Stk.	60 WT
411262	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle lila, steril, latex-frei	24G 0,55 mm	1" 25 mm	SK, IM, IA	100 Stk.	800 Stk.	60 WT
411258	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle orange, steril, latex-frei	25G 0,5 mm	1" 25 mm	SK, ID, IM, IA	100 Stk.	800 Stk.	a. L.
411260	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle orange, steril, latex-frei	25G 0,5 mm	1/2" 12,5 mm	SK, ID, IM, IA	100 Stk.	800 Stk.	60 WT
411261	VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle grau, steril, latex-frei	27G 0,4 mm	1/2" 12,5 mm	SK, ID	100 Stk.	800 Stk.	60 WT

BE - venöse Blutentnahme, SK - Subkutan, ID - Intradermal, IM - Intramuskulär, IV - Intravenös, IA - Intra-arteriell

a.L. - auf Lager
60 WT - Vorlaufzeit von 60 Werktagen

Weitere Artikel mit einer Vorlaufzeit von 90 Werktagen und der Mindestbestellmenge von 50.000 Stück sind auf Anfrage verfügbar.

Eine gesamte Übersichtsliste aller verfügbaren Produkttypen senden wir auf Anfrage gerne zu.

Your Power for Health


greiner bio-one



Österreich (Firmenzentrale)
Greiner Bio-One GmbH
Tel +43 7583 6791-0
Fax +43 7583 6318
E-Mail office@at.gbo.com

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.gbo.com/preanalytics oder kontaktieren Sie uns.

Brasilien
Greiner Bio-One Brasil
Tel +55 19 3468-9600
Fax +55 19 3468-9621
E-Mail office@br.gbo.com

Großbritannien
Greiner Bio-One Ltd.
Tel +44 1453 8252 55
Fax +44 1453 8262 66
E-Mail info@uk.gbo.com

Niederlande
Greiner Bio-One B.V.
Tel +31 172 4209 00
Fax +31 172 4438 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Thailand
Greiner Bio-One Thailand Ltd.
Tel +66 38 4656 33
Fax +66 38 4656 36
E-Mail office@th.gbo.com

China
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Tel +86 10 83 55 19 91
Fax +86 10 63 56 69 00
E-Mail office@cn.gbo.com

Indien
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Tel +91 120 456 8787
Fax +91 120 456 8788
E-Mail info@gboindia.com

Portugal
VACUETTE Portugal S.A.
Tel +351 252 647 721
Fax +351 252 647 722
E-Mail info@vacuette.pt

Türkei
Greiner Bio-One Turkey
Tel +90 216 576 6004
Fax +90 216 576 6005
E-Mail office@tr.gbo.com

Deutschland
Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Tel +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-Mail office@de.gbo.com

Italien
Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Tel +39 02 9438 3340
Fax +39 02 9438 3366
E-Mail office@it.gbo.com

Schweiz
Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH
Tel +41 71 228 55 22
Fax +41 71 228 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Ungarn
Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tel +36 96 213 088
Fax +36 96 213 198
E-Mail office@hu.gbo.com

Frankreich
Greiner Bio-One SAS
Tel +33 1 69 86 25 25
Fax +33 1 69 86 25 35
E-Mail office@fr.gbo.com

Japan
Greiner Bio-One Co. Ltd.
Tel +81 3 3505 8875
Fax +81 3 3505 8945
E-Mail info@jp.gbo.com

Spanien
VACUETTE Espana S.A.
Tel +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

USA
Greiner Bio-One North America Inc.
Tel +1 704 261-7800
Fax +1 704 261-7899
E-Mail info@us.gbo.com

Your Power for Health


greiner bio-one



VACUETTE®
CLIX
Safety Hypodermic Needle

Sicher mit einem "Clix"



VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle


Sicher mit einem "Clix"

Greiner Bio-One ist bestrebt, die sichersten Produkte bereitzustellen. Damit tragen wir dazu bei, Beschäftigte im Gesundheitswesen vor dem Risiko von Nadelstichverletzungen zu schützen. Dieses Produkt ist daher mit einem Sicherheitsschild ausgestattet.

Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des European Biosafety Network zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2010/32/EU, die verpflichtend für die Europäische Gemeinschaft ist und die die optimale Handhabung (Best-Practice) auf einem globalen Level repräsentiert.¹

Das Produkt ist von geschultem medizinischen Fachpersonal nur in Übereinstimmung mit den jeweiligen Handhabungshinweisen zu verwenden.

Der Schutzmechanismus des Produktes kann sowohl mit dem Daumen, als auch auf einer stabilen Auflagefläche aktiviert werden.




1 Aktivierung des Sicherheitsmechanismus auf stabiler Auflagefläche oder mit dem Daumen

2 Hörbares Klicken beim Einrasten

Ein Produkt - Zwei Verwendungsmöglichkeiten


Die **VACUETTE® CLIX** Safety Hypodermic Needle kann sowohl für die **venöse Blutentnahme**, als auch zur **Injektion** verwendet werden.



zur Blutentnahme

kombinierbar mit Haltern z.B. dem **HOLDEX®** Einweghalter PP Art. Nr. 450263 und 450241

ALTERNATIV : Falls die Blutentnahme mit Röhrchen nicht möglich ist: Blutentnahme mit einer Spritze durchführen und danach in eine Bluttransfereinheit (Art. Nr. 450225) transferieren.



zur Injektion

kombinierbar mit handelsüblichen Spritzen mit Luer Lock oder Luer Slip Verbindung

Unsere Empfehlungen für die Blutentnahme

- ◀ 20G, 1 1/2" Artikelnummer: 411252
- ◀ 21G, 1 1/2" Artikelnummer: 411253
- ◀ 21G, 1" Artikelnummer: 411254
- ◀ 22G, 1 1/2" Artikelnummer: 411256

Häufig verwendete Typen für Injektionen


- ◀ 26G, 1/2" Verfügbar auf Anfrage
- ◀ 21G, 1 1/2" Artikelnummer: 411253
- ◀ 23G, 1 1/4" Artikelnummer: 411257
- ◀ 25G, 5/8" Verfügbar auf Anfrage

Produktvorteile

- ◀ Intuitive Anwendung, minimales Training erforderlich
- ◀ Auswahl bei der Aktivierung: mit dem Daumen oder auf einer stabilen Auflagefläche
- ◀ Umfangreiche Produktpalette mit zusätzlich verfügbaren Artikeln
- ◀ Verfügbar in acht Längen
- ◀ Einzeln verpackt, steril
- ◀ Latexfrei, non-DEHP, pyrogenfrei
- ◀ Sicherstellung eines flachen Punktionswinkels in Kombination mit dem **HOLDEX®**

Eine perfekte Kombination

VACUETTE® CLIX Safety Hypodermic Needle & HOLDEX® Single-Use Holder



¹ Quelle: (European Biosafety Network: Implementation Guidance for the EU Framework Agreement, p.7, www.europeanbiosafetynetwork.eu