



MiniCollect® Kapillarblutentnahmeröhrchen

Weil jeder Tropfen zählt



- ↳ Verbessertes Kappendesign
- ↳ Leichteres Öffnen dank verbessertem Halt
- ↳ Maximale Röhrchenöffnung für minimale Adhäsion
- ↳ Maximaler Durchblick aufgrund transparenter Etiketten sowie farbcodierter Kappen



MiniCollect® Kapillarblutentnahmeröhrchen

Verbessertes Kappendesign

MiniCollect® Kapillarblutentnahmeröhrchen bieten eine schonende Art, kleine Blutmengen für ein breites Analysespektrum zu gewinnen. Das System eignet sich bestens für Kleinkinder, ältere Menschen sowie Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen. Einen besonderen Vorteil bietet **MiniCollect®** Patienten, bei denen eine venöse Blutentnahme nur sehr schwer möglich ist, wie beispielsweise bei Patienten mit großflächigen Verbrennungen.

Leichteres Öffnen dank verbessertem Halt

Das **MiniCollect®** Kapillarblutentnahmesystem ist das ideale System für die Gewinnung von kleinen Probenmengen. Um sich leichter öffnen zu lassen, wurde die Kappe der **MiniCollect®** Blutentnahmeröhrchen weiterentwickelt.

Die Rippen an der Kappe wurden vertieft und ihre Anzahl erhöht, um einen verbesserten Halt zu gewährleisten. Der Kappenrand überlappt nun die Oberseite des Röhrchens, wodurch das Greifen und Öffnen der Kappe deutlich erleichtert wird.



Mehr Informationen unter
shop.gbo.com