



# FÜR DIE BESTEN FREUNDE DES MENSCHEN



## MINICOLLECT® Veterinärröhrchen

MiniCollect® Röhrchen für den veterinären Gebrauch können bei großen, mittleren und kleinen Tieren angewendet werden. Das MiniCollect® Röhrchen verfügt über einen integrierten Spatel und ermöglicht ein einfaches und hygienisches Sammeln der Blutstropfen.

Die Kappe des Röhrchens kann von einer Analysenadel im geschlossenen Zustand durchstochen werden und ist anschließend immer noch dicht. Ein vorheriges Entfernen der Kappe ist nicht zwingend nötig. Dies sorgt für ein hygienisches Verarbeiten der Proben.

- / In Kombination mit Trägerröhrchen (13 x 75 mm) kann in einer Standardzentrifuge zentrifugiert werden.
- / Farbiger Schriftzug auf dem Etikett, damit der Röhrchentyp auch im geöffneten Zustand identifiziert werden kann.
- / Transparentes Etikett für optimale visuelle Kontrolle des Probenmaterials.

### MINICOLLECT® COMPLETE MIT VORMONTIERTEN TRÄGERRÖHRCHEN.

MiniCollect® Complete Röhrchen sind konform mit CLSI AUT01-A. Die Röhrchen passen in 13x75 mm Racks und eignen sich ideal für die automatisierte Abarbeitung im Labor.



# PRODUKT ÜBERSICHT

FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND/ODER  
MUSTERBESTELLUNGEN BESUCHEN SIE UNSERE  
WEBSITE ODER KONTAKTIEREN SIE UNS.

## MiniCollect® Complete

nur für Veterinärgebrauch

Art. Nr.	Volumenbereich	Kappenfarbe	Additiv	Röhrchengröße	Etikette	UVP / VP [Stück]
450547VET	0,25 / 0,5 ml	● lila	K2E K2EDTA	13 x 75	transparent	500 / 2.000
450555VET	/	○ weiß	Z Ohne Zusatz	13 x 75	transparent	500 / 2.000

## MiniCollect® Röhrchen

nur für Veterinärgebrauch

Art. Nr.	Volumenbereich	Kappenfarbe	Additiv	Röhrchengröße	Etikette	UVP / VP [Stück]
450533VET	0,5 / 0,8 ml	● ocker	CAT Serum Sep Gerinnungsaktivator	10 x 43	transparent	500 / 2.000
450571VET	0,5 / 0,8 ml	● ocker	CAT Serum Sep Gerinnungsaktivator	10 x 43	Papier	500 / 2.000
450535VET	0,8 ml	● hellgrün	LH Lithium Heparin Separator	10 x 43	transparent	500 / 2.000
450572VET	0,8 ml	● hellgrün	LH Lithium Heparin Separator	10 x 43	Papier	500 / 2.000
450537VET	1 ml	● grün	LH Lithium Heparin	10 x 43	transparent	500 / 2.000
450574VET	1 ml	● grün	LH Lithium Heparin	10 x 43	Papier	500 / 2.000
450532VET	0,25 / 0,5 ml	● lila	K2E K2EDTA	10 x 43	transparent	500 / 2.000
450573VET	0,25 / 0,5 ml	● lila	K2E K2EDTA	10 x 43	Papier	500 / 2.000
450542VET	/	○ weiß	Z Ohne Zusatz	10 x 43	transparent	500 / 2.000

## MiniCollect® Trägerröhrchen

Art. Nr.	Farbcodierung	Gewindeart	Röhrchengröße	UVP / VP [Stück]
450417	○ transparent	PREMIUM	13 x 75	100 / 500
450418	● bernsteinfarben	PREMIUM	13 x 75	100 / 500

## MiniCollect® Extra Kappen

Art. Nr.	Farbcodierung	UVP / VP [Stück]
370267B	○ weiß	1 / 9.008