


making a difference



# SÉLECTION COVID-19

OCTOBRE 2020

Sous réserve de disponibilité.

Pour toutes demandes : [relationclientsfrance@gbo.com](mailto:relationclientsfrance@gbo.com) / 01.69.86.25.25

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

Greiner Bio-One GmbH / Bad Haller Straße 32 / 4550 Kremsmünster / Austria  
PHONE +43 7583 6791-0 / FAX +43 7583 6318 / E-MAIL [office@gbo.com](mailto:office@gbo.com)



**greiner**  
BIO-ONE

## PRÉLEVER : recherche de virus

### Tube Vacuette® Stabilisateur de Virus (VST)

Le VST est un tube en PET d'une contenance de 2 ou 3 ml pourvu d'un bouchon vissant PREMIUM à ouverture facile, qui permet une manipulation sécurisée des échantillons. Il s'agit d'un tube standard au format 13/100 avec fond rond, mais sans vide. Le produit stérile contient une solution saline tamponnée au phosphate destinée à stabiliser le contenu de l'échantillon pour une période de (jusqu'à) 72 heures à 4 °C.



Référence	Désignation	Cdt
456161	TUBE VACUETTE® VST, 3ml milieu pour conservation de virus 13x100 bch rouge - bague blanche, PREMIUM	1 200
456162	TUBE VACUETTE® VST, 2ml milieu pour conservation de virus 13x100 bch rouge - bague blanche, PREMIUM	1200

Gérez efficacement vos prélèvements COVID prioritaires grâce aux ID Snap-Ring VACUETTE®. [Cliquez ici pour plus d'informations.](#)



### Écouvillons en nylon floqué

Avec une tige en polypropylène et un embout en nylon floqué, nos écouvillons stériles sont destinés aux prélèvements nasopharyngés ou oropharyngés.



Référence	Désignation	Cdt
4800357	Ecouvillon sec stérile nasopharyngé, embout nylon floqué 3mm, tige PP 151mm, sécable 80mm, emb. IND.	500
4800358	Ecouvillon sec stérile oropharyngé, embout nylon floqué 6mm, tige PP 153mm, sécable 80mm, emb. IND.	100

### Tube CELLSTAR® 15ml

Les tubes CELLSTAR® 15ml peuvent être utilisés pour placer les écouvillons liés aux prélèvements COVID-19 si les procédures internes le permettent.

Référence	Désignation	Cdt
188271	Tube 15ml, PP, 17x120mm, Fd C, CELLSTAR®, bch vissant bleu, naturel, gradué, aplati, stérile, 100 PCS./sachet	1000
188261	Tube 15ml, PP, 17x120mm, Fd C, CELLSTAR®, bch vissant bleu, naturel, gradué, aplati, stérile, 50 PCS./carton	500



## DÉSINFECTER : hygiène des mains

### Savon doux ANIOSAFE

- Solution lavante pour lavage simple
- Formulé sans agent détergent
- Enrichi en substance hydratante
- Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens
- Testé sous contrôle dermatologique
- Convient pour les peaux sensibles (même en usage fréquent)



Référence	Désignation	Cdt
1918228	Aniosafe savon doux, Haute fréquence, Flacon de 500 ml avec pompe	12
1918229	Aniosafe savon doux, Haute fréquence, Flacon de 1L avec pompe pré-montée	12
1918144	Aniosafe savon doux, Haute fréquence, Flacon airless 1L pour distributeur	12
1918034	Aniosafe savon doux, Haute fréquence, Bidon de 5 Litres	4

### Gel hydroalcoolique ANIOSGEL 85NPC

- Gel désinfectant pour friction hydroalcoolique
- Testé sous contrôle dermatologique
- Formulé sans substance allergisante, sans parfum ni colorant
- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, levures, moisissures et **virus**



Référence	Désignation	Cdt
1644274	Aniosgel 85 NPC, flacon de 75 ml	20
1644505	Aniosgel 85 NPC, flacon de 100 ml	20
1644762	Aniosgel 85 NPC , flacon 300 mL, Pompe bleue 3mL pré-montée	6
1644748	Aniosgel 85 NPC , flacon 500 mL, Pompe bleue 3mL pré-montée	12
1644763	Aniosgel 85 NPC , flacon 1L, Pompe bleue 3mL pré-montée	12
1644333	Aniosgel 85 NPC , flacon AIRLESS 1L, Pompe bleue 3mL	12

### Gel hydroalcoolique 5L

- Gel désinfectant pour friction hydroalcoolique
- En bidon de 5L
- Testé sur MVA (marqueur du coronavirus)



Référence	Désignation	Cdt
260422	Gel hydroalcoolique, bidon de 5L	4

## DÉSINFECTER : hygiène des mains

### Distributeurs muraux

Pensez à équiper vos salles d'attente !

Référence	Désignation	Cdt
<b>AN425022</b>	Distributeur à savon acier inox, pour Airless 1L	1
<b>AN425107</b>	Distributeur à savon ABS, pour Airless 1L	1



### Crème protectrice

Les crèmes protectrices apportent les éléments essentiels pour protéger et hydrater la peau des mains irritées par les agressions liées aux lavages fréquents ou à l'utilisation de produits de désinfection.



Référence	Désignation	Cdt
<b>AN399372</b>	Crème pour les mains, tube de 100 ml	50
<b>AN399236</b>	Crème pour les mains, flacon de 500 ml, avec pompe pré-montée	12

## DÉSINFECTER : surfaces

### Surfa'safe Premium & Aniospray Surf'29

- Produit prêt à l'emploi
- **Actif sur virus dès 1 minute ou 5 minutes** (selon produit)
- Séchage rapide et sans trace
- Large compatibilité avec les matériaux



Référence	Désignation	Cdt
<b>2419326</b>	Surfasafe Premium, mousse, flacon de 750 ml	12
<b>2421073</b>	Aniospray surf'29, flacon de 1L, avec pulvérisateur	12

#### A propos des produits ANIOS :

Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. L'ensemble des activités antimicrobiennes des produits sont incluses dans les dossiers scientifiques, disponibles sur demande.

## SE PROTÉGER : gants

### Gants en nitrile

Les gants en nitrile sont les plus adaptés car ils offrent résistance et imperméabilité. Ils peuvent être portés pendant longtemps et ne sont pas allergènes.




Référence	Désignation	Cdt
<b>F1400000</b>	Gants en nitrile non poudré [Taille 7/8], bleus, boîte de 200	200
<b>NSB03</b>	Gants en nitrile non poudré [Taille 8/9], bleus, boîte de 100	100

### Gants en vinyle

Référence	Désignation	Cdt
<b>VNX01</b>	Gants en vinyle non poudré [Taille 6/7], bleus, boîte de 100	100

## SE PROTÉGER : équipement de protection individuelle

Lors de soins, de prélèvement ou de manipulation, le port de blouse, masque, sur-chaussures, charlotte et de lunettes de protection est recommandé afin d'éviter les risques liés aux projections de produits d'origine humaine.



### Blouses

Référence	Désignation	Cdt
<b>LCPFL02</b>	Blouse non tissée blanche 50g [Taille M]	10
<b>PFL04</b>	Blouse non tissée blanche 50g [Taille XL]	10

### Masques

Référence	Désignation	Cdt
<b>PLM01</b>	Masque bleu 3 plis, 2 élastiques, barrette nasale	50
<b>PLM09F2</b>	Masque FFP2 avec 2 élastiques, barrette nasale, sans latex, sans valve	25

## SE PROTÉGER : équipement de protection individuelle

### Sur-chaussures

Référence	Désignation	Cdt
<b>69PSC40</b>	Sur-chaussure en non tissé blanc	100

### Charlottes

Référence	Désignation	Cdt
<b>69MC45W</b>	Coiffe en PP non tissé	100



### Sur-lunettes

Référence	Désignation	Cdt
<b>1111592</b>	Lunettes de sécurité SecureFit™ 200	1
<b>916233</b>	Lunettes de sécurité Honeywell Millennia 2G	1



## TRANSPORTER : triple emballage

### Sachets et absorbant

Référence	Désignation	Cdt
<b>LE95600HP</b>	Sachet double poche SPECI-GARD 95kPA [150x230mm]	200
<b>LE95600HPPAD</b>	Sachet double poche SPECI-GARD 95kPA, absorbant LEPAD [150x230mm]	500
<b>LE95600BIOPAD</b>	Sachet double poche SPECI-GARD 6kPA, absorbant LEPAD [165X254mm]	1000
<b>LE95600BIO</b>	Sachet double poche SPECI-GARD 6kPA [165X254mm]	1000
<b>LEPAD</b>	Absorbant, 40ml de sang / 80 ml d'urine [6x8cm]	50



## TRANSPORTER : triple emballage

## Carton à usage unique UN3373

Référence	Désignation	Cdt
HK0259	Emballage carton, 110x110x140mm, marron, imprimé, pour VTC	20



## Sacoche de transport 13 litres

Référence	Désignation	Cdt
SACISOTPB	Sac Isotherme souple 13L, Bleu, logo : UN3373, [27,5x20x27,5cm]	1



Greiner Bio-One SAS  
3 à 7 avenue du Cap Horn  
91940 Courtaboeuf

[www.gbo.com/fr](http://www.gbo.com/fr)  
[accueil.france@gbo.com](mailto:accueil.france@gbo.com)  
01.69.86.25.25