


## FICHE TECHNIQUE

Révision 4 – janvier 2014

Désignation du produit : Tube 5 ml

### Spécifications

	115061 
Description	Tube de 5 ml, MICROLON®600, haute fixation, fond rond
Dimension	Ø [mm] x hauteur [mm] : 12 x 75
Volume	Volume nominal : 5 ml Volume de travail : 4 ml
Matière	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique

### Caractéristiques

Basic	-
Température de stockage	- 20°C à +60°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	5800 x g: rotor angulaire 5800 x g: rotor nacelles
Durée de vie	4 ans après le mois de production
Autres informations	-

### Conditionnement

Conditionnement	250 / 2000
-----------------	------------