


## FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – Décembre 2009

Désignation du produit : Microplaque PCR 96 puits Polypropylène

### Spécifications

	<p>652270</p> 
Description	Microplaque PCR 96 puits Polypropylène, jupe complète
Dimension	Longueur 127.76 mm Largeur : 85.34 mm
Volume	Volume total : 200µl Volume de travail : 150µl
Matière	Tube : PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Translucide
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique Scellables avec les films SILVERseal™, VIEWseal™ et AMPLIseal™ ou avec des bouchons compatibles en barrette de 8

### Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens
Température de stockage	- 80°C à +105°C
Autoclavable	Non recommandé
Centrifugation, max RCF	4000 x g: rotor nacelles
Durée de vie	#N/A
Autres informations	#N/A

### Conditionnement

Conditionnement	10/40
-----------------	-------