


FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – Décembre 2009

Désignation du produit : Microplaque PCR 96 puits Polypropylène

Spécifications

	<p>652290</p> 
Description	Microplaque PCR 96 puits Polypropylène, demi jupe, compatible ABI
Dimension	Longueur 126.4 mm Largeur : 86 mm
Volume	Volume total : 250µl Volume de travail : 200µl
Matière	Tube : PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Translucide
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique Scellables avec les films SILVERseal™, VIEWseal™ et AMPLIseal™ ou avec des bouchons compatibles en barrette de 8

Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens
Température de stockage	- 80°C à +105°C
Autoclavable	Non recommandé
Centrifugation, max RCF	4000 x g: rotor nacelles
Durée de vie	#N/A
Autres informations	#N/A

Conditionnement

Conditionnement	10/40
-----------------	-------