

FICHE TECHNIQUE

Révision 05 – 24 juillet 2012

Numéro de référence : 667201

Désignation du produit : Microtube

Photo :



COMPOSITION :

Matière : PP (Polypropylène), absence de métal lourd

CARACTERISTIQUES:

Dimension	Longueur : 30 mm (+/-0.1 mm) Diamètre intérieur : 31.9 mm Diamètre extérieur : 10 mm (+/-0.1 mm)
Couleur	Incolore
Volume [ml]	0.5
Graduation	-
Bouchon attaché	+
Stérilité :	-
Température (résistance) :	-80°C à +121°C
Compatible	Vitatron
Autoclavable	121°C / 20 min
Centrifugation:	15000 x g – rotor à angle fixe
Autres spécifications :	A usage unique Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogènes

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 1000/10000