


## FICHE TECHNIQUE

Révision 02 – 15 novembre 2006

Numéro de référence : 731180

Désignation du produit : Ensemenceur

Photo :



73118X

### COMPOSITION :

Matière : Polystyrène, absence de métaux lourds

### CARACTERISTIQUES:

Longueur [mm] : 200

Couleur : jaune

Stérilité : + (SAL  $10^{-3}$ )

Basic : Hydrophobic

Température (résistance) : -20°C à +60°C

Autoclavable : -

Durée de vie : 5 ans après le mois de production

Autre spécification : A usage unique

### CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 10/3000