



FICHE TECHNIQUE

ETALEUR RECOURBÉ

DATE DE CREATION : 23/04/2019

INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : 901114
- Désignation produit : Etableur recourbé stérile, emballage x5



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du corps secondaire : N/A
- Matière et couleur accessoire : Polystyrène blanc
- Matière du corps secondaire : N/A
- Matière du corps tertiaire : N/A
- Température d'utilisation du corps principal & secondaire: -40°C/+65°C
- Hauteur (mm) : 00.00
- Longueur (mm) : 148.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 00.00
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Autoclavage du corps principal : N/A
- Usage unique : Oui

CONSERVATION DE STOCKAGE

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)



FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

- Quantité par carton (pièces) : 4000
- Sous conditionnement : 400

QUALITE

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - o Directive 98/79/CE : N/A
- Péréemption : 3 ans
- Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137 : STERILE SAL 10-3