




FICHE TECHNIQUE

ETALEUR FORME T

DATE DE CREATION : 25/04/2019

INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : GOSETA0105
- Désignation produit : Etaleur forme T, PS, Vert, L150 stérile, emballage x5



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matière et couleur de l'inoculateur : PS vert
- Longueur (mm) : 150.00
- Résistance physique : Dur, Fragile

CONSERVATION DE STOCKAGE

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

CONDITIONNEMENT

- Quantité par carton (pièces) : 2500
- Sous conditionnement : 500

QUALITE

Normes et certifications :

- Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
- Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
- Péremption : 3 ans
- Niveau d'assurance de stérilité conformément à la norme ISO 11137 : STERILE SAL 10-3