

Capsules aluminium Pharma 16

Code article	Dimensions	Quantité par unité de conditionnement	Quantité par palette
CAP_D16PHARV2	Capsules aluminium Pharma 16	5000	200 000

CARACTÉRISTIQUES

MATIERE	Aluminium (VAE015 / VAE399) Conforme réglementation en vigueur (notamment 2002/72/EC)
SPECIFICATION COMPLETE	Capsules aluminium Présentation esthétique : doré Norme : Bague à vis Pharma16 Doté d'un joint chlorobutyle gris conforme à la Pharmacopée Européenne
TEMPERATURE UTILISATION	+121 °C (autoclave)
CONDITIONNEMENT	Unité de conditionnement de 5000 pièces 40 unités de conditionnement par palette
IDENTIFICATION	Etiquette sur chaque unité de conditionnement comportant Désignation/ code article/ n° de lot/ code client/réf. commande client
TRACABILITE	Traçabilité assurée de la matière première au produit fini.

REFERENCES NORMATIVES

■ LIMITATION METAUX LOURDS	Conforme à la directive CE/94/62
■ ALIMENTARITE	Matières conformes au règlement CE N°1935/2004

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Usage In vitro
Usage unique