

Garrot Terumo bébé automatique.

Description du Produit

Description :

- ✓ Garrots professionnels pour enfant et adulte. Très faciles d'utilisation ! Ouverture rapide et desserrage progressif. Les modèles pédiatriques ont des dessins amusants de personnages ou d'animaux.
- ✓ Le modèle adulte est multicolore.

Usage :

- ✓ Dispositif médical utilisé lors de prise de sang pour comprimer les vaisseaux sanguins.

Caractéristiques :

- ✓ Sans Latex.
- ✓ Fermeture/Ouverture rapides à clip et desserrage progressif.
- ✓ Coloré pour adulte et avec dessins pour les modèles pédiatriques.
- ✓ Nettoyage : en machine ou à la main (à 60°C) avec un produit nettoyant qui n'attaque pas l'ABS ou pendant 5 à 10 minutes dans l'eau à ¼ de germicide, rincer à l'eau claire et sécher.
- ✓ Dimensions : longueur 45 cm, largeur 1,3cm

