



FICHE TECHNIQUE

GARROT

DATE DE CREATION : 04/04/2019



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : GARBEBE
- Désignation produit : Garrot professionnel pour bébé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Sans latex
- Fermeture/Ouverture rapides à clip et desserrage progressif
- Coloré
- Nettoyage : en machine ou à la main (à 60°C) avec un produit nettoyant qui n'attaque pas l'ABS ou pendant 5 à 10 minutes dans l'eau à ¼ de germicide, rincer à l'eau claire et sécher.
- Dimensions : longueur 45 cm, largeur 1,3cm
- Usage : Dispositif médical utilisé lors de prise de sang pour comprimer les vaisseaux sanguins