



FICHE TECHNIQUE

Tampons saturé de 70% d'alcool isopropylique

DATE DE CREATION : 24/02/2017



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One :
- Désignation produit :
 - o Tampon alcoolisé 70° isopropylique, Alco-Prep® Medium
 - o Emballé hermétiquement en sachets d'aluminium laminé.
 - o Destiné à usage unique et externe.
- Application : Nettoyage de la peau saine et intacte avant injection

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions :
 - o Dimensions tampon 30 x 60 mm (déplié)
 - o Boîte - 200 sachets : 13,6 x 10,3 x 5,4 cm
- Matériaux : Tampons doux, non-tramé perforé, saturé de 70% d'alcool isopropylique U.S.P.
- Automatisation : N/A
- Usage unique : Oui
- Péréemption : 5 ans

TEMPERATURES

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : N/A



FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : carton de 20 boites
- Sous-conditionnement : boite de 200
- Minimum de vente : boite de 200

QUALITE

- Normes et certifications : ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012
- Marquage CE : Marquage CE, Classe 1, non-stérile (Réf. DM1SM201500369)
N° de lot et date de péremption indiqué sur chaque sachet, boîte et carton
- Stérilité : N/A

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES