

96 Well ELISA Streifen-Platten

Für die Diagnostik und die immunologische Forschung


Greiner Bio-One bietet eine große Auswahl an 96 Well Microplatten im Streifenformat für immunologische Anwendungen an.

Microplatten im Streifenformat ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität. Einzelne Streifen können aus dem Halterahmen entfernt und die Anzahl an Kavitäten an die Zahl der durchzuführenden Tests angepasst werden. Die Probenzahl ist somit nicht durch das verwendete Plattenformat vorbestimmt.

Immunologische Produkte von Greiner Bio-One zeichnen sich durch konstante Bindungseigenschaften aus und unterliegen einer ständigen Kontrolle durch unser Qualitätssicherungslabor. Transparente MICROLON® Produkte werden mittels ELISA, schwarze FLUOTRAC™ und weiße LUMITRAC™ Produkte mittels FIA bzw. LIA getestet.

Key Facts

- ☞ Medium / high binding Oberflächen
- ☞ U8 Streifen-Platten, transparent
- ☞ F8 Streifen-Platten, transparent / schwarz / weiß
- ☞ F16 / U16 Streifen-Platten, transparent
- ☞ Schwarze und weiße F16 / U16 Streifen-Platten auf Anfrage
- ☞ Lose Streifen auf Anfrage
- ☞ L: 127,76 mm / B: 85,48 mm



Bestellinformation auf Seite 2!

Bestellinformation			
Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Beutel	Stück/ Karton
754 070	96 Well Streifen-Platte, 6 x U16 Streifen, U-Boden, MICROLON® 200, med. binding, transparent	10	100
754 061	96 Well Streifen-Platte, 6 x U16 Streifen, U-Boden, MICROLON® 600, high binding, transparent	10	100
756 070	96 Well Streifen-Platte, 6 x F16 Streifen, F-Boden, MICROLON® 200, med. binding, transparent	10	100
756 071	96 Well Streifen-Platte, 6 x F16 Streifen, F-Boden, MICROLON® 600, high binding, transparent	10	100
762 070	96 Well Streifen-Platte, 12 x F8 Streifen, F-Boden, MICROLON® 200, med. binding, transparent	10	100
762 071	96 Well Streifen-Platte, 12 x F8 Streifen, F-Boden, MICROLON® 600, high binding, transparent	10	100
762 075	96 Well Streifen-Platte, 12 x F8 Streifen, F-Boden, LUMITRAC™ 200, med. binding, weiß	10	100
762 074	96 Well Streifen-Platte, 12 x F8 Streifen, F-Boden, LUMITRAC™ 600, high binding, weiß	10	100
762 076	96 Well Streifen-Platte, 12 x F8 Streifen, F-Boden, FLUOTRAC™ 200, med. binding, schwarz	10	100
762 077	96 Well Streifen-Platte, 12 x F8 Streifen, F-Boden, FLUOTRAC™ 600, high binding, schwarz	10	100
767 070	96 Well Streifen-Platte, 12 x U8 Streifen, U-Boden, MICROLON® 200, med. binding, transparent	10	100
767 071	96 Well Streifen-Platte, 12 x U8 Streifen, U-Boden, MICROLON® 600, high binding, transparent	10	100