

Sapphire Pipetten- und Filterspitzen

Höchste Genauigkeit & maximale Ausbeute mit Liquid Handling Systemen von Greiner Bio-One

Die Produktfamilie Sapphire umfasst Pipettenspitzen, Filterspitzen und Low Retention Spitzen. Alle Spitzen sind transparent, graduert und ermöglichen aufgrund der optimalen Passform ein genaues und bequemes Pipettieren.

Es wird bunt!


Um bei der täglichen Arbeit die Größen der Sapphire Spitzen noch besser unterscheiden zu können, sind die Racks transparent mit farbigen Einsätzen - je nach Volumen der entsprechenden Pipetten- oder Filterspitze.

- 10 µl Spitzen → Roter Einsatz
- 20 µl / 100 µl / 200 µl Spitzen → Gelber Einsatz
- 300 µl Spitzen → Grüner Einsatz
- 1250 µl Spitzen → Blauer Einsatz


Produkteigenschaften

- ↪ Erhältlich in den Volumenbereichen 10 µl / 20 µl / 100 µl / 200 µl / 300 µl / 1250 µl
- ↪ Extra lange 10 µl Spitze für maximale Ausbeute auch bei geringem Probenvolumen
- ↪ Graduierung für eine optimale visuelle Kontrolle des Pipettiervorgangs
- ↪ Dünnwandiger Pipettenschaft für perfekte Passform und Dichtigkeit
- ↪ Frei von nachweisbarer DNase, RNase, humaner DNA und Endotoxinen
- ↪ Durch einen Co-Polymer-Prozess hydrophobisierte **Low Retention Oberfläche** verhindert den Verlust von kostbarem Probenmaterial

Verpackungsoptionen	Rack	Refill	Beutel
Pipettenspitzen	✓	✓	✓
Low Ret. Pipettenspitzen	✓	✓	
Filterspitzen	✓		✓
Low Ret. Filterspitzen	✓		✓



Transparente Racks mit farbigen Einsätzen



Sapphire Pipetten- und Filterspitzen

Bestellinformationen

	Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Box	Stück/ Karton
Pipettenspitzen				
Rack	771 254	10 µl Pipettenspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	737 254	200 µl Pipettenspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	738 254	300 µl Pipettenspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	750 254	1250 µl Pipettenspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Rack	768	3840
Refill	771 257	10 µl Pipettenspitzen, grad., Nachfüllsystem, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Einsatz	960	4800
	737 257	200 µl Pipettenspitzen, grad. Nachfüllsystem, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Einsatz	960	4800
	738 257	300 µl Pipettenspitzen, grad., Nachfüllsystem, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Einsatz	960	4800
	750 257	1250 µl Pipettenspitzen, grad., Nachfüllsystem, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Einsatz	768	3840
Beutel	771 250	10 µl Pipettenspitzen, graduiert, Beutelware, PP, natur, nicht-steril, 1000 Spitzen/Beutel	1000	10000
	738 250	300 µl Pipettenspitzen, graduiert, Beutelware, PP, natur, nicht-steril, 1000 Spitzen/Beutel	1000	10000
	750 250	1250 µl Pipettenspitzen, graduiert, Beutelware, PP, natur, nicht-steril, 768 Spitzen/Beutel	768	7680
Low Retention Pipettenspitzen				
Rack	771 255	10 µl Low Ret. Pipettenspitzen, grad., vorgesteckt, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	737 255	200 µl, Low Ret. Pipettenspitzen, grad. vorgesteckt, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	738 255	300 µl Low Ret. Pipettenspitzen, grad., vorgesteckt, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	750 255	1250 µl Low Ret. Pipettenspitzen, grad., vorgesteckt, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Rack	768	3840
Refill	771 258	10 µl Low Ret. Pipettenspitzen, grad., Nachfüllsystem, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Einsatz	960	4800
	737 258	200 µl, Low Ret. Pipettenspitzen, grad. Nachfüllsystem, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Einsatz	960	4800
	738 258	300 µl Low Ret. Pipettenspitzen, grad., Nachfüllsystem, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Einsatz	960	4800
	750 258	1250 µl Low Ret. Pipettenspitzen, grad., Nachfüllsystem, PP, natur, nicht-steril, 96 Spitzen/Einsatz	768	3840
Filterspitzen*				
Rack	771 261	10 µl Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	773 261	20 µl Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	737 261	100 µl, Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	738 261	300 µl Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	750 261	1250 µl Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	768	3840
Beutel	771 260	10 µl Filterspitzen, graduiert, Beutelware, PP, natur, steril, 1000 Spitzen/Beutel	1000	10000
	738 260	300 µl Filterspitzen, graduiert, Beutelware, PP, natur, steril, 1000 Spitzen/Beutel	1000	10000
	750 260	1250 µl Filterspitzen, graduiert, Beutelware, PP, natur, steril, 768 Spitzen/Beutel	768	7680
Low Retention Filterspitzen*				
Rack	771 265	10 µl Low Retention Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	773 265	20 µl Low Retention Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	Neu 772 265	100 µl Low Retention Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	Neu 737265	200 µl Low Retention Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	738 265	300 µl Low Retention Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	960	4800
	750 265	1250 µl Low Retention Filterspitzen, graduiert, vorgesteckt, PP, natur, steril, 96 Spitzen/Rack	768	3840
Beutel	Neu 771266	10 µl Low Retention Filterspitzen, graduiert, Beutelware, PP, natur, steril, 1000 Spitzen/Beutel	1000	10000
	Neu 737266	200 µl Low Retention Filterspitzen, graduiert, Beutelware, PP, natur, steril, 1000 Spitzen/Beutel	1000	10000
	Neu 750266	1250 µl Low Retention Filterspitzen, graduiert, Beutelware, PP, natur, steril, 768 Spitzen/Beutel	768	7680
Racks*				
	970 310	Racks für 10 µl Spitzen, unbefüllt, PP, natur mit Deckel, roter Einsatz, für je 96 Spitzen	10	50
	970 320	Racks für 20 µl / 100 µl / 200 µl Spitzen, unbefüllt, PP, natur mit Deckel, gelber Einsatz, für je 96 Spitzen	10	50
	970 330	Racks für 300 µl Spitzen, unbefüllt, PP, natur mit Deckel, grüner Einsatz, für je 96 Spitzen	10	50
	970 350	Racks für 1250 µl Spitzen, unbefüllt, PP, natur mit Deckel, blauer Einsatz, für je 96 Spitzen	8	40

* Filterspitzen, Low Retention Filterspitzen und leere Racks sind auch in einer kleinen Verpackungseinheit (Box) bestellbar. Bitte geben Sie bei allen Sapphire-Bestellungen die Stückzahl der gewünschten Spitzen an.