

# Zentrifugenröhrchen

## 15 ml / 50 ml Röhrchen aus Polypropylen

- Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden, Graduierung und Schriftfeld
- Mit Schraubverschluss
- Sehr gute thermische, mechanische und chemische Stabilität
- Light Protection Tubes für lichtempfindliche Stoffe und Reaktionen

Maximale Zentrifugierbarkeit\*:

	1882xx	2102xx	227261	227270	22728x
Ausschwingrotor	4000 x g	2800 x g	3200 x g	3200 x g	3200 x g
Festwinkelrotor	15000 x g	9500 x g	17000 x g	17000 x g	9000 x g

\* Die angegebenen maximalen RCF-Werte dienen nur als Richtwerte, da sie von vielen Faktoren wie Rotor, Temperatur, Dichte, pH und Art der eingefüllten Flüssigkeit abhängen. Bei Einsatz hoher Zentrifugalkräfte sind Praxisversuche daher unerlässlich.

### Key Facts

- Polypropylen
- Graduierung und Schriftfeld
- Lose oder im Rack erhältlich
- Light Protection Tube in Braun



## Bestellinformation

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Stück/Beutel	Stück/Karton
188261	15 ml Röhrchen, steril, Graduierung und Schriftfeld	50 (Rack)	500
188271	15 ml Röhrchen, steril, Graduierung und Schriftfeld	100	1000
188283	15 ml Röhrchen, Light Protection Tube, steril, Graduierung und Schriftfeld	50 (Rack)	500
188280	15 ml Röhrchen, Light Protection Tube, steril, Graduierung und Schriftfeld	100	1000
210261	50 ml Röhrchen, mit Stehrand, steril, Graduierung und Schriftfeld	25	450
210270	50 ml Röhrchen, mit Stehrand, steril, Graduierung und Schriftfeld	25 (Rack)	300
227261	50 ml Röhrchen, steril, Graduierung und Schriftfeld	20	500
227270	50 ml Röhrchen, steril, Graduierung und Schriftfeld	25 (Rack)	300
227285	50 ml Röhrchen, steril, Graduierung und Schriftfeld, weißer Schraubverschluss	20	500
227283	50 ml Röhrchen, Light Protection Tube, steril, Graduierung und Schriftfeld	25 (Rack)	300
227280	50 ml Röhrchen, Light Protection Tube, steril, Graduierung und Schriftfeld	20	500

Für weitere Informationen und/oder Musterbestellungen besuchen Sie unsere Webseite [www.gbo.com](http://www.gbo.com) oder sprechen Sie uns an:

Deutschland (Zentrale): [info@de.gbo.com](mailto:info@de.gbo.com) | Österreich: [office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com) | Belgien: [info.be@gbo.com](mailto:info.be@gbo.com) | Brasilien: [office@br.gbo.com](mailto:office@br.gbo.com) | China: [info@cn.gbo.com](mailto:info@cn.gbo.com)  
 Frankreich: [accueil@gbo.com](mailto:accueil@gbo.com) | Italien: [office@it.gbo.com](mailto:office@it.gbo.com) | Japan: [info.jp@gbo.com](mailto:info.jp@gbo.com) | Niederlande: [info.nl@gbo.com](mailto:info.nl@gbo.com)  
 Portugal: [info@vacuette.pt](mailto:info@vacuette.pt) | Spanien: [info@es.gbo.com](mailto:info@es.gbo.com) | UK: [info.uk@gbo.com](mailto:info.uk@gbo.com) | Ungarn: [office@hu.gbo.com](mailto:office@hu.gbo.com) | USA: [office@us-gbo.com](mailto:office@us-gbo.com)

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)