

Glasklare Zentrifugenröhrchen

12 ml / 15 ml, aus Polystyrol

Neben Röhrchen aus Polypropylen bietet Greiner Bio-One auch Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss aus glasklarem Polystyrol an.

- 12 ml Röhrchen mit konischem Boden und Stehrand
- 12 ml / 15 ml Röhrchen mit Rundboden
- 15 ml Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden, Graduierung und Schriftfeld

Maximale Zentrifugierbarkeit der Röhrchen:

Kat.Nr.	163 1xx	164 1xx	186 1xx	188 1xx
Ø [mm] x Höhe [mm]	17 x 100	16,8 x 100	17 x 120	17 x 120
Ausschwingrotor	3.000 x g	5.000 x g	2.500 x g	2.500 x g
Festwinkelrotor	5.000 x g	5.000 x g	2.800 x g	4.500 x g

Key Facts

- Glasklar
- Graduierung und Schriftfeld bei Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden (Kat.-Nr. 188 1xx)
- Zentrifugierbar



Bestellinformation

Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton
163 177	12 ml Röhrchen mit Rundboden, Schraubverschluss schwarz	-	900
164 161	12 ml Röhrchen mit konischem Boden und Stehrand, Schraubverschluss blau, steril	25	1000
164 180	12 ml Röhrchen mit konischem Boden und Stehrand, Schraubverschluss weiß	-	1300
186 161	15 ml Röhrchen mit Rundboden, steril	50 (Box)	500
186 171	15 ml Röhrchen mit Rundboden, steril	100	1000
188 161	15 ml Röhrchen mit konischem Boden, steril, mit Graduierung und Schriftfeld	50 (Box)	500
188 171	15 ml Röhrchen mit konischem Boden, steril, mit Graduierung und Schriftfeld	100	1000