

Cryo Lagerboxen und Arbeitsrack

Für Cryo.s™ Einfrierröhrchen


Die Cryo Lagerbox ist ein nützliches Accessoire für die Lagerung von Cryo.s™ Einfrierröhrchen bei niedrigen und extrem niedrigen Temperaturen. Das zur Herstellung verwendete Polypropylen ist sehr temperatur- und stoßunempfindlich und somit für Lagertemperaturen von bis zu -90 °C geeignet.

- Fassungsvermögen: 81 Cryo.s™
- Transluzenter Deckel für optimale Einsehbarkeit des Inhaltes
- Bodenlöcher für optimalen Gasaustausch zwischen Innenraum und Umgebung
- Einfache Entnahme und einfaches Aufsetzen des Deckels

Für 1 ml und 2 ml Cryo.s™ mit Innen- und Außengewinde (Kat.-Nr. 123 2XX, 121 2XX, 122 2XX und 126 2XX). Geeignet für alle Standard- und Metallracks.

Key Facts

- Länge: 126,5 mm
- Breite: 126,5 mm
- Höhe*: 51,0 mm
- Für die Lagerung von 1 ml und 2 ml Cryo.s™ Röhrchen
- Kapazität: 81 Cryo.s™
- Temperaturbeständiges Polypropylen
- Einsatzbereich: -90 °C ~ +121 °C



Bestellinformation

Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton
802 202	Cryo Lagerbox natur, Deckel natur	5	20
802 203	Cryo Lagerbox rot, Deckel natur	5	20
802 204	Cryo Lagerbox blau, Deckel natur	5	20
802 206	Cryo Lagerbox gelb, Deckel natur	5	20
802 225	Cryo Lagerbox grün, Deckel natur	5	20
802 501	Cryo Ein-Hand-Arbeitsrack, aus Polycarbonat, blau, mit Gummifuss, für bis zu 40 Cryo.s™ mit Stehkreuz, Länge: 200 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 22 mm	1	1

* Die angegebene Höhe gilt für eine Cryo Lagerbox mit aufgesetztem Deckel, welche mit 2 ml Cryo.s™ gefüllt ist.