

# Cryo.s™ mit linearen Barcodes

## Die sichere Lösung

Cryo.s™ mit linearen Barcodes sind die Lösung für ein sicheres und effizientes Proben-Management!

Greiner Bio-One bietet Einfrierröhrchen mit einem robusten Barcode an, der die Lagerung bei Extremtemperaturen unbeschadet übersteht. Der Aufdruck ist zudem gegen organische Lösungsmittel wie Ethanol (70 %) oder DMSO (50 %) resistent, was die Identifikationssicherheit des Probeninhalts deutlich erhöht. Der Barcode wird vom Kunden bestimmt: zum Einen die Barcode-Symbologie (zur Auswahl stehen alle gängigen Barcode-Symbologien wie z.B. Code 39, Code 128, 2/5 Interleave, Datamatrix) zum Anderen die Nummernfolge, die kodiert werden soll. Eine geringe Mindestbestellmenge von 300 bzw. 500 Stück und eine breite Auswahl verschiedener Röhrchen bietet auch kleineren Labors die Möglichkeit, in dieses sichere System einzusteigen.

### Key Facts

- **Cryo.s™ mit Barcodes** angefertigt nach Wünschen des Kunden
- Auswahl aller gängigen **Barcode-Symbologien**: z.B. Code 39, Code 128, 2/5 Interleave
- Beständig gegen **extreme Lager-temperaturen** sowie gegen **organische Lösungsmittel**



### Bestellinformation

Kat.-Nr.	Produktbeschreibung
F071 080	Broschüre „Barcode ABC“
	<b>Für Cryo.s™ mit Barcodes fordern Sie bitte unser separates Bestellformular an:</b>
F071 002	Bestellformular „Cryo.s™ mit Barcode“