

96 Well ELISA Microplatten

Für die Diagnostik und die immunologische Forschung


Greiner Bio-One fertigt seit über 30 Jahren Microplatten für immunologische Anwendungen. Unser Angebotspektrum umfasst Microplatten

- ☞ mit U-Boden / V-Boden / F-Boden Standard (ST) / F-Boden Kaminform / Half Area Näpfchengemetrie
- ☞ mit medium und high binding Oberflächen
- ☞ aus transparentem / schwarzem / weißem Polystyrol für Transmissions-, Fluoreszenz- und Lumineszenzmessungen.

Immunologische Produkte von Greiner Bio-One zeichnen sich durch konstante Bindungseigenschaften aus und unterliegen einer ständigen Kontrolle durch unser Qualitätssicherungslabor. Transparente MICROLON® Produkte werden mittels ELISA, schwarze FLUOTRAC™ und weiße LUMITRAC™ Produkte mittels FIA bzw. LIA getestet.

Key Facts

- ☞ 96 Well Format
- ☞ U-/V-/ F-Boden Standard und Kaminform
- ☞ Half Area Näpfchengemetrie
- ☞ Medium / high binding Oberflächen
- ☞ Transparent / schwarz / weiß
- ☞ L: 127,76 mm / B: 85,48 mm



Bestellinformation auf Seite 2!

Bestellinformation			
Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Beutel	Stück/ Karton
650 001	Microplatte, 96 Well, PS, U-Boden, MICROLON® 200, med. binding, transparent	10	40
650 061	Microplatte, 96 Well, PS, U-Boden, MICROLON® 600, high binding, transparent	10	40
651 001	Microplatte, 96 Well, PS, V-Boden, MICROLON® 200, med. binding, transparent	10	40
651 061	Microplatte, 96 Well, PS, V-Boden, MICROLON® 600, high binding, transparent	10	40
655 001	Microplatte, 96 Well, PS, F-Boden/ST, MICROLON® 200, med. binding, transparent	10	40
655 061	Microplatte, 96 Well, PS, F-Boden/ST, MICROLON® 600, high binding, transparent	10	40
655 075	Microplatte, 96 Well, PS, F-Boden/Kaminform, LUMITRAC™ 200, med. binding, weiß	10	40
655 074	Microplatte, 96 Well, PS, F-Boden/Kaminform, LUMITRAC™ 600, high binding, weiß	10	40
655 076	Microplatte, 96 Well, PS, F-Boden/Kaminform, FLUOTRAC™ 200, med. binding, schwarz	10	40
655 077	Microplatte, 96 Well, PS, F-Boden/Kaminform, FLUOTRAC™ 600, high binding, schwarz	10	40
655 080	Microplatte, 96 Well, PS, F-Boden/Kaminform, MICROLON® 200, med. binding, transparent	10	40
655 081	Microplatte, 96 Well, PS, F-Boden/Kaminform, MICROLON® 600, high binding, transparent	10	40
675 001	Microplatte, 96 Well, PS, Half Area, MICROLON® 200, med. binding, transparent	10	40
675 061	Microplatte, 96 Well, PS, Half Area, MICROLON® 600, high binding, transparent	10	40