


MASTERBLOCK®

96 Well / Polypropylen / 0,5 ml, 1 ml und 2 ml

Der 0,5 ml MASTERBLOCK® im 96 Well Format ist besonders für die Lagerung von Wirkstoffen oder Patientenproben geeignet. Mit einem Gesamtvolumen von bis zu 2 ml kann der MASTERBLOCK® in steriler Ausführung für die Anzucht von Hefen und Bakterien verwendet werden. Polypropylen ist der ideale Werkstoff für diese Anwendungen, denn er hat eine extrem geringe Proteinbindung, hohe Temperaturstabilität und ist gegen viele Laborchemikalien, wie DMSO beständig.

Der erhabene Näpfchenrand ist geeignet für das Heißversiegeln und das Verschließen mit Klebefolien. Dazu eignen sich besonders unsere hochwertigen Klebefolien wie VIEWseal™ (Kat.-Nr. 676 070), AMPLIseal™ (Kat.-Nr. 676 040), SILVERseal™ (Kat.-Nr. 676 090), EASYseal™ (Kat.-Nr. 676 001) oder auch CapMats. Zur Anzucht von Hefen oder Bakterien ist die gasdurchlässige BREATHseal® besonders gut geeignet.

Der MASTERBLOCK® wird regelmäßig im Labor geprüft und ist frei von nachweisbaren DNasen, RNasen, humaner DNA und Pyrogenen. Auf Wunsch ist der MASTERBLOCK® mit einem kundenspezifischen Barcode erhältlich.

<p>Key Facts</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Für die Probenlagerung ➤ Hohe Temperaturbeständigkeit (-196 °C bis +121 °C) ➤ Alphanumerische Codierung der Näpfchen ➤ Steril und nicht-steril erhältlich ➤ Auf Anfrage auch Barcode-etikettiert erhältlich ➤ Normierte Grundmaße (ANSI 1-2004 konform) Länge x Breite: 127,76 x 85,48 mm 		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Free of detectable DNase, RNase, human DNA non-pyrogenic </div>	

Bestellinformation

Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Beutel	Stück/ Karton
786 201	MASTERBLOCK®, 96 Well, 0,5 ml, PP, natur, nicht-steril	8	80
786 261	MASTERBLOCK®, 96 Well, 0,5 ml, PP, natur, steril	1	80
780 201	MASTERBLOCK®, 96 Well, 1 ml, PP, natur, nicht-steril	1	50
780 261	MASTERBLOCK®, 96 Well, 1 ml, PP, natur, steril	1	50
780 270	MASTERBLOCK®, 96 Well, 2 ml, PP, natur, nicht-steril	1	50
780 271	MASTERBLOCK®, 96 Well, 2 ml, PP, natur, steril	1	50

Für weitere Informationen und/oder Musterbestellungen besuchen Sie unsere Webseite www.gbo.com oder sprechen Sie uns an:

Deutschland (Zentrale): info@de.gbo.com | Österreich: office@at.gbo.com | Belgien: info@be.gbo.com | Brasilien: office@br.gbo.com | China: office@cn.gbo.com
 Frankreich: accueil@gbo.com | Italien: office@it.gbo.com | Japan: info@jp.gbo.com | Niederlande: info@nl.gbo.com
 Portugal: info@vacuette.pt | Spanien: info@vacuette.es | UK: info@uk.gbo.com | Ungarn: office@hu.gbo.com | USA: info@us.gbo.com

www.gbo.com/bioscience