

# CELLSTAR® Serologische Pipetten


## Serologische Pipetten 1 ml bis 50 ml

Greiner Bio-One bietet in seiner Produktlinie CELLSTAR® ein umfangreiches Spektrum an verschiedenen serologischen Pipetten. Die Volumenkapazität der Pipetten wird durch eine negative Graduierung vergrößert. Die Pipetten sind mit einem Pipettenfarbcode gemäß den internationalen Standards versehen. Durch die Verwendung von hochwertigem Polystyrol wird maximale Transparenz gewährleistet. Das Haltbarkeitsdatum und die Lotnummer sind auf jeder Einzelverpackung aufgedruckt. Pipetten werden grundsätzlich mit Filter zum Schutz gegen das Einsaugen von Flüssigkeiten in die Pipettiervorrichtung geliefert.

- Design der Pipettenspitze garantiert tropfenfreies Pipettieren
- Maximale Genauigkeit
- Klare, gut lesbare Graduierung
- Seitlich angebrachter kolorierter Schellbach-Streifen bei den 5, 10 und 25 ml Pipetten vereinfacht das Ablesen des Volumens

### Key Facts

- Steril
- Hohe optische Transparenz
- 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml und 50 ml Pipetten erhältlich
- Bulk-Verpackung, Papier/Kunststoff- und Kunststoff/Kunststoff-Verpackung verfügbar



Bestellinformation			
Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Beutel	Stück/ Karton
604 107	1 ml Pipette, 1/100 Graduierung, Bulk Verpackung, steril	25	1000
604 181	1 ml Pipette, 1/100 Graduierung, Papier/Kunststoff Verpackung, steril	1	1000
604 160	1 ml Pipette, 1/100 Graduierung, Kunststoff/Kunststoff Verpackung, steril	1	1000
710 107	2 ml Pipette, 1/100 Graduierung, Bulk Verpackung, steril	25	1000
710 180	2 ml Pipette, 1/100 Graduierung, Papier/Kunststoff Verpackung, steril	1	1000
710 160	2 ml Pipette, 1/100 Graduierung, Kunststoff/Kunststoff Verpackung, steril	1	1000
606 107	5 ml Pipette, 1/10 Graduierung, Bulk Verpackung, steril	25	500
606 180	5 ml Pipette, 1/10 Graduierung, Papier/Kunststoff Verpackung, steril	1	200
606 160	5 ml Pipette, 1/10 Graduierung, Kunststoff/Kunststoff Verpackung, steril	1	200
607 107	10 ml Pipette, 1/10 Graduierung, Bulk Verpackung, steril	25	500
607 180	10 ml Pipette, 1/10 Graduierung, Papier/Kunststoff Verpackung, steril	1	200
607 160	10 ml Pipette, 1/10 Graduierung, Kunststoff/Kunststoff Verpackung, steril	1	200
760 107	25 ml Pipette, 2/10 Graduierung, Bulk Verpackung, steril	25	200
760 180	25 ml Pipette, 2/10 Graduierung, Papier/Kunststoff Verpackung, steril	1	200
760 160	25 ml Pipette, 2/10 Graduierung, Kunststoff/Kunststoff Verpackung, steril	1	200
768 180	50 ml Pipette, 1/2 Graduierung, Papier/Kunststoff Verpackung, steril	1	100
768 160	50 ml Pipette, 1/2 Graduierung, Kunststoff/Kunststoff Verpackung, steril	1	100
	<b>Shorties und Sonderformen</b>		
710 183	2 ml Aspirationspipette, ohne Graduierung, Papier/Kunststoff Verpackung, steril, Besonderheit: ohne synth. Filter	1	1000
606 190	5 ml Pipette, 1/10 Graduierung, Kunststoff Verpackung, steril, Besonderheit: kurze Form	1	200
607 190	10 ml Pipette, 2/10 Graduierung, Kunststoff Verpackung, steril, Besonderheit: kurze Form	1	200