

# Pipettenspitzen - Filterspitzen

## Pipettiervolumen 0,5 µl - 1000 µl

Filterspitzen vermeiden Kontaminationen durch Flüssigkeiten und Aerosole während des Pipettiervorgangs. In Verbindung mit konventionellen Pipettoren verhindern die Filterspitzen von Greiner Bio-One ein Ansaugen von Partikeln in das Innere des Pipettors. Die Gefahr ungewollter Kreuzkontaminationen wird somit minimiert. Der spezielle Ultra-Mikro-Filter aus hydrophobem Polyethylen hat eine Porengröße von ca. 10 Micron und wirkt als sichere Barriere gegen die Übertragung von Aerosolen in den Schaft des Pipettors.

- Empfohlen für Arbeiten mit DNA, RNA sowie radioaktiven Materialien
- Mikro-Filterspitzen 0,5 – 20 µl sind aufgrund ihrer geringen Größe und ihres geringen Totvolumens zum genauen Pipettieren geringer Flüssigkeitsmengen geeignet
- Abgepackt in Boxen (F-Rack) zu 96 Stück (siehe Abb. unten) bzw. 60 Stück (bei 1000 µl Spitzen)

<h3>Key Facts</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Für den Einsatz in allen gängigen Pipettoren geeignet</li> <li>➤ Frei von nachweisbarer DNase/RNase und strahlensterilisiert</li> <li>➤ Produziert und zertifiziert nach DIN ISO 8655</li> </ul>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Free of detectable DNase, RNase, human DNA non-pyrogenic</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>PCR</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">non- cytotoxic</div> </div>

## Bestellinformation

Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Rack	Stück/ Karton
765 288	Mikro-Kristall-Filterspitze, besonders geeignet für Eppendorf®, natur, Volumen: 10µl, Steril, im F-Rack	96	960
771 288	Mikro-Filterspitze P10, besonders geeignet für Gilson®, natur, Volumen: 10 µl, Steril, im F-Rack	96	960
774 288	Standard-Filterspitze, natur, Volumen: 20 µl, Steril, im F-Rack	96	960
772 288	Filterspitze, natur, Volumen: 100 µl, Steril, im F-Rack	96	960
739 288	Universal-Filterspitze, natur, Volumen: 200 µl, mit Graduierung, Steril, im F-Rack	96	960
750 288	Filterspitze, besonders geeignet für Eppendorf®, natur, Volumen: 1000 µl, Steril, im F-Rack	60	600
740 288	Universal-Filterspitze, natur, Volumen: 200 µl, mit Graduierung, im F-Rack	60	600