

CELLSTAR® Zellabweisende Oberfläche

Zellkulturgefäße für die Suspensions- und Sphäroidkultur

Die Greiner Bio-One zellabweisende Oberfläche unterbindet effektiv die Anheftung von Zellen und ist im besonderen für folgende Anwendungen geeignet:

- Sphäroidkulturen und Stammzellenaggregate
- Suspensionskultur von semi-adhärenenten und adhärenenten Zellen (z.B. Suspensionskultur von Makrophagen)
- Gel-basierte 3D-Kulturen
- Magnetische 3D-Zellkultur

Der zellabweisende Effekt der Oberfläche wird durch eine stabile chemische Modifikation des verwendeten Kunststoffes erreicht.




Abbildung 1: LNCaP-Sphäroid




Abbildung 2: iPSC-Stammzellenaggregat





Abbildung 3: NIH-3T3 Sphäroid

Key Facts

- Zellabweisende Oberfläche
- Steril
- 4 Jahre Haltbarkeit



Free of detectable
DNase, RNase,
human DNA
non-pyrogenic

non-
cytotoxic

Für weitere Informationen und/oder Musterbestellungen besuchen Sie unsere Webseite www.gbo.com oder sprechen Sie uns an:



Bestellinformation			
Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Stk./Btl.	Stk./Ktn.
Zellkultur-Schalen			
627979	Zellkulturschale, Ø 35 x 10 mm, PS, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril	10	40
628979	Zellkulturschale, Ø 60 x 15 mm, PS, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril	10	20
664970	Zellkulturschale, Ø 100 x 20 mm, PS, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril	1	5
Zellkultur-Flaschen			
690980	Zellkultur-Flasche, 50 ml, PS, zellabweisende Oberfläche, steril, weißer Schraubverschluss	10	20
690985	Filter Top Zellkultur-Flasche, 50 ml, PS, zellabweisende Oberfläche, steril, weißer Filter-Schraubverschluss	10	20
658980	Zellkultur-Flasche, 250 ml, PS, zellabweisende Oberfläche, steril, weißer Schraubverschluss	5	15
658985	Filter Top Zellkultur-Flasche, 250 ml, PS, zellabweisende Oberfläche, steril, weißer Filter-Schraubverschluss	5	15
660980	Zellkultur-Flasche, 550 ml, flache Form, PS, zellabweisende Oberfläche, steril, weißer Schraubverschluss	5	5
660985	Filter Top Zellkultur-Flasche, 550 ml, flache Form, PS, zellabweisende Oberfläche, steril, weißer Filter-Schraubverschluss	5	5
661980	Zellkultur-Flasche, 650 ml, hohe Form, PS, zellabweisende Oberfläche, steril, weißer Schraubverschluss	4	4
661985	Filter Top Zellkultur-Flasche, 650 ml, hohe Form, PS, zellabweisende Oberfläche, steril, weißer Filter-Schraubverschluss	4	4
Zellkultur-Multiwellplatten			
657970	6 Well Multiwellplatte, PS, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril, Abdeckplatte	1	5
662970	24 Well Multiwellplatte, PS, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril, Abdeckplatte	1	5
677970	48 Well Multiwellplatte, PS, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril, Abdeckplatte	1	5
Zellkultur-Microplatten			
655970	96 Well Microplatte, PS, F-Boden/Kaminform, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril, Abdeckplatte	1	6
655976	96 Well Microplatte, PS, F-Boden/Kaminform, zellabweisende Oberfläche, schwarz, µClear®, steril, Abdeckplatte	8	32
655976-SIN	96 Well Microplatte, PS, F-Boden/Kaminform, zellabweisende Oberfläche, schwarz, µClear®, steril, Abdeckplatte	1	32
650970	96 Well Microplatte, PS, U-Boden, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril, Abdeckplatte	1	6
650979	96 Well Microplatte, PS, U-Boden, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril, Abdeckplatte	8	32
651970	96 Well Microplatte, PS, V-Boden, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril, Abdeckplatte	1	6
781970	384 Well Microplatte, PS, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril, Abdeckplatte	1	60
781976	384 Well Microplatte, PS, zellabweisende Oberfläche, schwarz, µClear®, steril, Abdeckplatte	8	32
781976-SIN	384 Well Microplatte, PS, zellabweisende Oberfläche, schwarz, µClear®, steril, Abdeckplatte	1	32
787979	384 Well Microplatte, PS, U-Boden, zellabweisende Oberfläche, transparent, steril, Abdeckplatte	8	32

Für weitere Informationen und/oder Musterbestellungen besuchen Sie unsere Webseite www.gbo.com oder sprechen Sie uns an: