

# Ultra Low Profile Lid

## Universal Abdeckplatte für LoBase Microplatten

Die ultraflache Abdeckplatte zeichnet sich durch das Fehlen von Aussparungen aus und ist mit einer Großzahl an Microplatten kompatibel. Insbesondere hochformatige Low Profile Microplatten, wie die 384 Well Small Volume™ LoBase oder die 1536 Well Microplatte können mit der neuen ultraflachen Abdeckplatte verschlossen werden.

Die Abdeckplatte garantiert einen größtmöglichen Verdunstungsschutz und ist für den Einsatz in automatisierten Systemen geeignet. Durch Aussparungen im Deckelrand wird die Lesbarkeit von Barcodes verbessert und abgedeckte Microplatten können problemlos seitlich gegriffen und transportiert werden.

### Key Facts

- ☞ Ultraflache Abdeckplatte ohne Aussparungen
- ☞ Geeignet für alle Microplatten („one fits all“)
- ☞ Automatisierungsfreundlich
- ☞ Verbesserte Lesbarkeit von Barcodes
- ☞ Verringerung der Verdunstung
- ☞ Nicht steril und steril erhältlich
- ☞ Länge x Breite x Höhe:  
127,4 x 85,1 x 5,6 mm



### Bestellinformation

Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Beutel	Stück/ Karton
691 101	Universelle ultraflache Abdeckplatte, Polystyrol, transparent, nicht steril	5	100
691 161	Universelle ultraflache Abdeckplatte, Polystyrol, transparent, steril	5	100