

Mediumflasche

Vierkantige Mediumflasche aus hochdurchsichtigem Polyethylenterephthalat (PET)

Mediumflasche Flasche mit Schraubverschluss für die Lagerung von Flüssigkeiten. Temperaturbeständig von -60 °C bis +60 °C.

In drei Größen lieferbar: 100, 500 und 1000 ml:

Key Facts	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 ml Flasche: 108,3 x 53,0 mm (Höhe x Breite) ➤ 500 ml Flasche: 177,3 x 77,0 mm (Höhe x Breite) ➤ 1000 ml Flasche: 218,8 x 92,0 mm (Höhe x Breite) ➤ Mit Graduierung ➤ Steril ➤ Dreifach verpackt für GMP-gemäßen Workflow 	

Free of detectable
DNase, RNase,
human DNA
non-pyrogenic

non-
cytotoxic

Bestellinformation		
Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Karton
951 700	Mediumflasche 100 ml	100
950 700	Mediumflasche 500 ml	50
952 700	Mediumflasche 1000 ml	24