

FLEXIBILITÉ MAXIMALE ET MANIPULATION SÉCURISÉE



HOLDEX®

Corps de prélèvement à usage unique, en PP

Le corps de prélèvement à usage unique HOLDEX® est un dispositif stérile muni d'un Luer mâle pour permettre une compatibilité avec un Luer femelle standard. La position excentrée de ce Luer offre un angle de ponction confortable et horizontal.

HOLDEX® a été spécialement développé pour le prélèvement sanguin dans des conditions veineuses difficiles. Grâce à la position excentrée du Luer, l'utilisateur dispose d'un angle de ponction idéalement plat, ce qui contribue au confort de l'utilisateur et du patient.

- / Une solution innovante.
- / Un corps de prélèvement qui se substitue à plusieurs dispositifs.
- / Un angle de ponction idéal pour une utilisation facilitée.
- / Système de contrôle optique du flux sanguin au niveau du site de ponction.

UN SEUL CORPS DE PRÉLÈVEMENT POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS.

- / En association avec des aiguilles hypodermiques de sécurité
- / En association avec des unités de prélèvement sanguin de sécurité

L'ergonomie du dispositif facilite l'association avec la solution de prélèvement sécurisé choisie.



APERÇU PRODUIT

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU
DEMANDER UN ÉCHANTILLON, RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE WEB OU CONTACTEZ-NOUS.

Corps de prélèvement à usage unique HOLDEX® en PP

Réf.	Désignation	Intérieur / Extérieur [Qté.]
450241	emballage unitaire, stérile, sans latex de caoutchouc naturel	100 / 800
450263	emballage unitaire, stérile	100 / 800

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

Veuillez suivre les instructions d'utilisation figurant sur notre site internet www.gbo.com.



1

Le Luer mâle excentré
offre un angle de ponction
confortable et agréable.



2

La transparence du
dispositif permet un
contrôle visuel du flux
sanguin directement
pendant la ponction.

Remarque : veuillez noter qu'une technique de ponction appropriée et une pression veineuse suffisante sont des conditions nécessaires pour remplir la fenêtre de visualisation. L'aiguille hypodermique présentée ici n'est pas vendue par Greiner Bio-One.