

2020年9月吉日



株式会社

グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-44

Tel : 03-3505-8875 / FAX : 03-3505-8945

金型変更のお知らせ

対象製品：ポリスチレン (PS) 製ローラーボトル

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度ポリスチレン (PS) 製ローラーボトルについて、金型変更を伴う製造設備刷新を下記の通り実施する運びとなりました。お客様にはご負担をお掛け致しますが、お早めに新タイプ製品をご検証ください。今後とも弊社製品のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

新タイプ供給開始時期 : 2020 年冬頃予定

旧タイプ供給終了時期 : 未定 (一時的に併売いたします。)

変更の詳細について : 別添資料 1-5 をご覧ください。

製品番号について : 6桁数字の製品番号のうち、4番目の0が6に変わります。

例) 旧タイプ製品番号 682024 → 対応する新タイプ製品 682624


以上

— 以下余白 —

該当製品 680058, 680060

変更点	A 開口部の外径	現行タイプ	46 mm / 新タイプ	48 mm
	B 底面フラット部分の直径	現行タイプ	81.44 mm / 新タイプ	46.5 mm
	C 底面の持ち上げ高さ	現行タイプ	3.98 mm / 新タイプ	16 mm


図面



該当製品 681070, 681072

変更点	A 開口部の外径	現行タイプ	46 mm / 新タイプ	48 mm
	B 底面フラット部分の直径	現行タイプ	81.44 mm / 新タイプ	46.5 mm
	C 底面の持ち上げ高さ	現行タイプ	3.98 mm / 新タイプ	16 mm

図面




該当製品 682060


変更点	A 開口部の外径	現行タイプ	46 mm / 新タイプ	48 mm
	B 底面フラット部分の直径	現行タイプ	81.44 mm / 新タイプ	46.5 mm
	C 底面の持ち上げ高さ	現行タイプ	3.98 mm / 新タイプ	16 mm

図面

現行タイプ




新タイプ



該当製品 682070, 682078

変更点	A 開口部の外径	現行タイプ	46 mm / 新タイプ	48 mm
	B 底面フラット部分の直径	現行タイプ	81.44 mm / 新タイプ	46.5 mm
	C 底面の持ち上げ高さ	現行タイプ	3.98 mm / 新タイプ	16 mm

図面



製品番号	製品名 / 規格
680058	CELLMASTER 1X ローラーボトル TC Short フィルターキャップ 850cm ² 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) PTFE コート PET(フィルター) 2x12 袋 24 入
680060	CELLMASTER 1X ローラーボトル TC Short スタンダードキャップ 850cm ² 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) 2x12 袋 24 入
681070	CELLMASTER 2.5X ローラーボトル TC Short スタンダードキャップ 2125cm ² 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) 2x12 袋 24 入
681072	CELLMASTER 2.5X ローラーボトル TC Short フィルターキャップ 2125cm ² 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) PTFE コート PET(フィルター) 2x12 袋 24 入
682060	CELLMASTER 1XL ローラーボトル TC Tall スタンダードキャップ 1700cm ² 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) 個別包装 12 入
682070	CELLMASTER 5XL ローラーボトル TC Tall スタンダードキャップ 4250cm ² 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) 個別包装 12 入
682078	CELLMASTER 5XL ローラーボトル TC Tall フィルターキャップ 4250cm ² 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) PTFE コート PET(フィルター) 個別包装 12 入