

2025年7月吉日

10ml CELLSTAR® 滅菌ピペット 形状変更のお知らせ


お客様 各位

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、10ml 滅菌ピペットにつきまして、製造設備の入れ替えに伴って、下記の通り形状変更がございますのでお知らせいたします。また、現行品の販売は9月以降、在庫が無くなり次第、順次終了となる予定です。何卒、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

変更の詳細：3つのパーツで構成された現行品から、一体成型品に変更いたします。



形状以外の製品仕様*は変更いたしません。

*無菌性保証水準、DNase/RNase フリー、ヒト由来 DNA フリー、ピロジェンフリー、エンドトキシンフリー

対象製品：

現行品	後継品
607107 CELLSTAR ピペット バルク包装 10ml 滅菌 PS ポリエステル(綿栓) 25x20 袋 500 入	607107N ピペット バルク包装 10ml 滅菌済 個別包装
607160 CELLSTAR ピペット プラスチック-プラスチック包装 10ml 滅菌 PS ポリエステル(綿栓) 個別包装 200 入	607160N ピペット プラスチック-プラスチック包装 10ml 滅菌済 個別包装
607180 CELLSTAR ピペット 紙-プラスチック包装 10ml 滅菌 PS ポリエステル(綿栓) 個別包装 200 入	607180N ピペット 紙-プラスチック包装 10ml 滅菌済 個別包装
607160-TRI CELLSTAR 三重包装ピペット プラスチック-プラスチック個別包装 10ml 滅菌 PS ポリエステル(綿栓) 10x10 袋 100 入	607160N-TRI 三重包装ピペット プラスチック-プラスチック個別包装 10ml 滅菌済 個別包装

以上

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-14-10

電話番号 03-5843-9159 / FAX 番号 03-6275-0546

Eメール Sales.JP@gbo.com