

2026 年 1 月吉日

50mL 自立型遠心管 形状変更のお知らせ

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、50ml 自立型遠心管につきまして、製造設備の入れ替えに伴って、下記の通り形状変更がございますのでお知らせいたします。また、現行品の販売は在庫が無くなり次第、順次終了となる予定です。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

対象製品：

製品	現行品	後継品	切替時期
CELLSTAR 遠心管 コニカル底自立型 青キャップ 50ml 滅菌 PP(チューブ) HDPE(フタ) バルク包装	210261	210651	2026 年 2 月頃
CELLSTAR 遠心管 コニカル底自立型 青キャップ 50ml 滅菌 PP(チューブ) HDPE(フタ) ラック包装	210270	210650	2026 年 3 月頃

変更の詳細：別紙をご参照ください。

以上

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1 - 1 4 - 1 0

電話番号 03-5843-9159 / FAX 番号 03-6275-0546



E メール Sales.JP@gbo.com

1. 変更の概要

後継品は以下の特徴を持つ改良型です。

- / バルク包装品はケース入数に変更になります。
現行品) 1 ケース 450 本入り (25 本 x 18 袋) → 後継品) 1 ケース 500 本入り (25 本 x 20 袋)
- / 書き込みスペースと目盛線のコントラストを強化したことで、内容量の確認がより確実になりました。
ラック包装品のラックを、発泡スチロール製からポリプロピレン製に変更しました。発泡スチロールからくずが出る問題を回避し、またラックの再利用性を高めています。
- / バルク包装品は、整列包装に変更しました。これにより積み重ねやすくなります。
- / 刃物が不要で、手で簡単に開封できるピールオープン包装を採用しました。
- / 外箱の寸法を変更しました。

2. 本体外観と製品仕様の新旧比較

	現行製品	新タイプ製品
製品番号	210261, 210270	210651, 210650
製品外観		
使用期限	製造後 5 年	製造後 3 年
寸法		
最大遠心強度	/ 2,800 x g (スイングロータ使用時) / 9,500 x g (固定アングルロータ使用時)	/ 2,800 x g (スイングロータ使用時) / 3,500 x g (固定アングルロータ使用時)
外箱寸法	210261: 595 x 395 x 370 mm (奥行き x 幅 x 高さ) 210270: 595 x 395 x 370 mm (奥行き x 幅 x 高さ)	210651: 570 x 450 x 320 mm (奥行き x 幅 x 高さ) 210650: 580 x 415 x 260 mm (奥行き x 幅 x 高さ)

3. 包装形態の新旧比較

	現行製品	新タイプ製品
バルク包装品	210261: / 1 袋 25 本入り / 1 箱 450 本入り / 整列していない包装 	210651: / 1 袋 25 本入り / 1 箱 500 本入り / 積み重ねやすい整列包装 
ラック包装品	210270: / 1 ラック 25 本入り / 1 箱 300 本入り / 発泡スチロール製ラック 	210650: / 1 ラック 25 本入り / 1 箱 300 本入り / ポリプロピレン製ラック 