

2026 年 6 月 吉日

形状変更のお知らせ – 96 ウェル PS プレート（U 底）クリア

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品「クリア 96 ウェル PS（ポリスチレン）U 底マイクロプレート」につきまして、製造金型の更新に伴い、下記の通り形状の一部変更がございますのでご案内申し上げます。

今回の変更では、標準化を目的としてプレート外周の面取り部分（コーナー部）の形状を微修正いたします。具体的には、従来のシャープなエッジ形状から、角部のエッジがわずかに丸みを帯びた形状へ変更いたします。詳細は別紙図面をご参照ください。

なお、ウェル形状およびプレート全体の寸法・仕様に変更はなく、本変更による品質、適合性、性能への影響はございません。また、本変更は標準品に加え、カスタマイズ品およびバーコード付き製品にも適用されます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

- 対象製品** : (別紙記載)
変更内容 : プレートコーナー部（面取り部分）の形状変更（詳細は別紙参照）
変更時期 : 2026 年 第 2 四半期末頃製造分より順次切替予定

— 以上 —

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1 - 1 4 - 1 0


電話番号 03-5843-9159 / FAX 番号 03-6275-0546

E メール Sales.JP@gbo.com

1. 変更の概要

/ プレート外周の面取り部分（コーナー部）の形状を変更いたします。(下図参照)

2. 形状の新旧比較



3. 対象製品

クリア 96 ウェル PS (ポリスチレン) U 底マイクロプレート

製品番号	製品名 / 規格
650001	MICROLON 96 ウェル マイクロプレート 中結合 U 底 323 μ l クリア PS 10x4 袋 40 入
650061	MICROLON 96 ウェル マイクロプレート 高結合 U 底 323 μ l クリア PS 10x4 袋 40 入
650101	96 ウェル マイクロプレート U 底 323 μ l クリア PS 10x10 袋 100 入
650160	CELLSTAR 96 ウェル マイクロプレート TC U 底 フタなし 0.35cm ² 323 μ l クリア 滅菌 PS 個別包装 100 入

製品番号	製品名 / 規格
650161	96 ウェル マイクロプレート U 底 323 μ l クリア 滅菌 PS 2x50 袋 100 入
650180	CELLSTAR 96 ウェル マイクロプレート TC U 底 フタ付 0.35cm ² 323 μ l クリア 滅菌 PS 個別包装 100 入
650185	CELLSTAR 96 ウェル マイクロプレート SC U 底 フタ付 323 μ l クリア 滅菌 PS 個別包装 60 入
650901	Non-binding 96 ウェル マイクロプレート U 底 323 μ l クリア PS 10x4 袋 40 入
650970	CELLSTAR Cell-Repellent 96 ウェル マイクロプレート U 底 低蒸発フタ付 323 μ l クリア 滅菌 PS 個別包装 6 入
650979	CELLSTAR Cell-Repellent 96 ウェル マイクロプレート U 底 低蒸発フタ付 323 μ l クリア 滅菌 PS 8x4 袋 32 入